

# FUNAKOSHI NEWS

フナコシニュース

2008年10月1日号



細胞情報伝達

より天然型に近い、高活性な酵素

## ヒト組換え体キナーゼ ..... p.17

細胞情報伝達

転写コファクターを考慮したリガンドスクリーニング

## EnBio RCAS Kit / 受託測定サービス ... p.18

細胞情報伝達


Stressgen 製品 30%OFF キャンペーン中!

## Hsp 関連アッセイキット ..... p.20

機器

手のひらサイズのコンパクト機

## 小型 SPR Assay System SPR-M1-SET ... p.31





# CONTENTS

2008年  
10月1日号



プライバシー  
に  
10530009(02)  
JISQ15001:2006準拠  
当社では個人情報保護方針を定め、個人情報の適切な取り扱い、管理、維持に努めています。

遺伝子工学 ▶	New EosFP 発現ベクター (MOB 社)	3
	Zippy Plasmid Miniprep Kit (ZYR 社) <b>キャンペーン</b>	4
	INTERFERin (PPU 社) <b>キャンペーン</b>	4
	TreviGel (TRZ 社)	5
	Zip Competent Cell BL21 (DE3) (BDL 社)	5
遺伝子機能解析 ▶	New EpiQuik Acetyl/Methyl-Histone ChIP Kit (EPG 社)	6
	ULS arrayCGH Labeling Kit / KREAcot DNA (KRA 社)	7
	染色体解析受託サービス ((有)クロモソームサイエンスラボ) <b>受託サービス</b>	8
	ノックアウト・ノックインマウス作製受託サービス (ユニテック(株)) <b>受託サービス</b>	8
脂 質 ▶	LipoSEARCH ((株)スカイライト・バイオテック) <b>受託サービス</b>	9
タンパク質/酵素 ▶	New NERP-1/NERP-2 (PPE 社)	10
	CloverDirect™ tRNA Reagent ((株)プロテインエクスプレス)	11
	New ANGPTL3/ANGPTL6/RBP4 ELISA Kit (KOM 社)	12
	New GPX3/Intracellular Visfatin ELISA Kit (KOM 社)	12
アポトーシス ▶	CometAssay Kit (TRZ 社)	13
	New CometAssay Electrophoresis System (TRZ 社)	14
	APOPercentage Apoptosis Assay Kit (QBS 社)	14
	カスパーゼ研究用試薬 (BVN 社)	15
	Ready-to-use Apoptosis Inducer Set (BVN 社)	15
細胞接着/細胞骨格 ▶	New Human Total Vitronectin ELISA Kit (INR 社)	16
	Human Collagen Type I ELISA Kit ((株)エーシーバイオテクノロジー) <b>16</b>	16
	Human Collagen Type I ((株)エーシーバイオテクノロジー)	16
細胞情報伝達 ▶	New ヒト組換え体キナーゼ (HMZ 社)	17
	New EnBio RCAS Kit / 受託測定サービス ((株)エンバイオテック・ラボラトリーズ) <b>キャンペーン</b>	18
	New Ubiquitin Activating Kit (MOL 社)	19
	Substance P EIA Kit (ADV 社)	19
	Hsp 関連測定キット (ADV/STR 社) <b>キャンペーン</b>	20
	酸化ストレス関連アッセイキット (ADV/STR 社) <b>キャンペーン</b>	20
神経/イオンチャンネル ▶	BetaMark $\beta$ -Amyloid x-40 ELISA Kit / $\beta$ -Amyloid x-42 ELISA Kit (BAB 社)	22
	New AChE Inhibitor (CAY 社)	23
	New ナトリウムチャンネル・モジュレーター (MOL 社)	23
生化学用一般試薬 ▶	New スピンラベル試薬 (TRC 社)	23
	New 糖鎖固定化金ナノ粒子 ((株)スティックスバイオテック)	24
	New WBLyse (ATS 社)	24
	New CFSE Compensation Kit (ATS 社)	24
	New Stabilized HRP 標識抗ウサギ/マウス二次抗体 (PCC 社)	25
サイトカイン ▶	Monkey/Chimpanzee Cytokine ELISA Kit (UCT 社)	25
免疫化学 ▶	自然免疫活性化能試験/糖脂質関連解析受託サービス (自然免疫応用技研(株)) <b>受託サービス</b>	10
	New Lightning-Link Kit (IBS 社)	26
	New Proteome Profiler Angiogenesis Array Kit (RSD 社)	26
抗 体 ▶	New 抗水酸化ステロイド脱水素酵素抗体/抗オピオイドレセプター抗体 (NOV 社)	27
機器/消耗品 ▶	New パウダーフリーグローブ (HFP 社)	28
	スペクトラ/ポア CE 透析用チューブ/Float-A-Lyzer G2 (フナコシ(株))	29
	New Orbital Shaker, OS-10 / Mini-rocker Shaker, MR-1 (BSN 社)	30
	New 小型 SPR Assay System SPR-M1-SET (フナコシ(株))	31
そ の 他	展示会出展のお知らせ	7
	キャンペーン情報/NOTE	32



New


遺伝子工学

発現ベクター

## 緑色から赤色へ変化する蛍光タンパク質

### EosFP 発現ベクター

青紫色光の照射により、発する蛍光が緑色から赤色へ変化する蛍光タンパク質 EosFP を発現する発現ベクターです。EosFP を細胞内へ導入し、細胞の特定部位に変換光を照射することで、細胞内小器官やタンパク質の動態を追跡試験できます。



アフリカツメガエル胚を使用した細胞追跡試験

精製した EosFP タンパク質を Stage 2 の胚にマイクロインジェクションし、1 つの割球を光照射により標識した。その後の細胞運命が赤色蛍光により追跡できる。


#### 特 長

- ◆ EosFP はイシサンゴ *Lobophyllia hemprichii* 由来の蛍光タンパク質です。発現したタンパク質は緑色蛍光を示しますが、青紫色の光を照射することにより赤色蛍光へ変換されます。
- ◆ 変換光の波長は 350 ~ 440 nm (最適波長: 390 nm) のため、一般的な DAPI フィルターや 405 nm のレーザーダイオード等を用いることができます。
- ◆ 光変換は数秒間の照射で完了し、変換直後からすぐに赤色蛍光が観察できます。
- ◆ EosFP タンパク質の蛍光は、標準的な緑色フィルター (光変換前) および赤色フィルター (光変換後) で観察できます。
- ◆ EosFP の細胞への導入は、発現ベクターのトランスフェクションや、*in vitro* 転写反応で調製した mRNA、または精製した EosFP タンパク質のマイクロインジェクション等で行えます。
- ◆ 細胞内における EosFP タンパク質の安定性は非常に高く、アフリカツメガエル胚での追跡試験は 14 日間、また HEK293 等の分裂培養細胞における赤色蛍光によるフローサイトメトリーは最長 9 日間行えます。
- ◆ 野生型 EosFP (wt-EosFP)、Mitochondrial targeting signal が付加された EosFP および、融合タンパク質発現に最適な変異型 EosFP (td-EosFP) を含む 3 種類の発現ベクターがあります。
- ◆ 各 EosFP cDNA は pcDNA3 ベクターにクローニングされており、哺乳動物細胞や *in vitro* でのタンパク質発現系に使用可能で、トランスフェクション後はネオマイシンによる薬剤選択等が行えます。

	wt-EosFP	td-EosFP
光変換前 (励起/蛍光)	506 nm / 516 nm	506 nm / 516 nm
光変換後 (励起/蛍光)	571 nm / 581 nm	569 nm / 582 nm
オリゴマー形成	四量体	直列二量体 (機能的単量体)

#### wt-EosFP, FLAG-tagged

野生型 EosFP が哺乳動物細胞発現ベクター pcDNA3 に組み込まれた発現ベクターです。発現したタンパク質には FLAG タグが付加されています。細胞や組織の標識に有用です。



品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New pcDNA3-Vector, wt-EosFP, FLAG-tagged, Lyophilized DNA	MOB	VS-FLP10020	10 µg / 83,000


#### wt-EosFP, with Mitochondrial targeting signal

Mitochondrial targeting signal が付加された EosFP の発現ベクターです。ミトコンドリアを効率的に標識できます。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New pcDNA3-Vector, wt-EosFP, with Mitochondrial Targeting Signal, Lyophilized DNA	MOB	VS-FLP10010	10 µg / 78,000

#### td-EosFP, FLAG-tagged

EosFP を他のタンパク質との融合タンパク質として発現する際に最適な td-EosFP 発現ベクターです。EosFP をタンデムダイマー (直列二量体) として発現するようにデザインされており、発現後に四量体を形成する野生型に比べて、融合タンパク質の発現・機能解析に、より適しています。発現したタンパク質には FLAG タグが付加されています。



核内タンパク質の標識

EosFP を Histone2B (H2B: 上段) または Recombination signal binding protein (RBP: 下段) との融合タンパク質として発現した。核領域内で光変換後、赤色の蛍光が融合したタンパク質によって異なる挙動を示している。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New pcDNA3-Vector, td-EosFP, FLAG-tagged, Lyophilized DNA	MOB	VS-FLP10030	10 µg / 83,000



## ZYMO RESEARCH 社 Zyppy Plasmid Miniprep Kit 50%OFF キャンペーン

期間：平成 20 年 10 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日



サンプルあります

核酸分離精製

培養液から直接プラスミド DNA を精製！

## Zyppy Plasmid Miniprep Kit

Fast-Spin カラムによる非常に簡単な操作で、*E. coli* などのバクテリアから高品質のプラスミド DNA を精製できるキットです。培養液に直接 Lysis buffer を加えて溶菌\*するため、遠心による集菌および再懸濁の操作は不要です。また着色済みのバッファーにより溶菌と中和を目で確認できます。

\* LB 培地での使用に適しています。



	本製品	他社製品
培養液を直接溶菌	可	不可
平均所要時間 (1～5 試料)	8 分	30 分
DNA 収量	最大 25 $\mu$ g	最大 20 $\mu$ g
使用バッファー数	5	6

### 特 長

- ◆ エンドトキシンフリーで高品質 ( $A_{260}/A_{280} \geq 1.8$ ) のプラスミド DNA を低コストで精製できます。
- ◆ 精製したプラスミド DNA は形質転換、ライゲーション、シーケンシング、制限酵素処理、PCR 等に使用できます。
- ◆ バキュームまたは遠心での操作に対応しています。バッファーの残留はほとんどありません。
- ◆ 試料量：600  $\mu$ l

### キット内容

- Lysis buffer
- RNase A
- Neutralization buffer
- Zymo-spin II column
- Endo-wash buffer
- Collection tube
- Zyppy wash buffer
- Zyppy elution buffer

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
<b>Plasmid Miniprep Kit, Zyppy</b>		
ZYR D4036	50 preps 1 kit /	<del>10,000</del> → 5,000
ZYR D4019	100 preps 1 kit /	<del>17,000</del> → 8,500
ZYR D4020	400 preps 1 kit /	<del>56,000</del> → 28,000

\* サンプル品をご用意しています。ご希望の方はフナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/campaign/>) に掲載の申し込み用紙にてお申し込み下さい。

## PolyPlus-transfection 社 INTERFERin 20%OFF キャンペーン

期間：平成 20 年 10 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日



トランスフェクション

RNAi

新世代の siRNA トランスフェクション試薬

## INTERFERin


少量の siRNA でも高効率で様々な細胞での遺伝子発現抑制が可能で、新世代のトランスフェクション試薬です。

### 特 長

- ◆ 接着細胞株、初代培養細胞では 90%以上、浮遊細胞株でも 80%の遺伝子発現抑制が可能です (下表参照)。
- ◆ 使用する siRNA の量が少なくて済むため、細胞毒性やオフターゲット効果が低くなっています。
- ◆ 本製品 1 ml で 24 ウェルプレート 500～1,000 回のトランスフェクションが可能です。操作も非常に簡便です。

適用細胞および遺伝子発現抑制効率の例

	細胞種	対象遺伝子	遺伝子発現抑制効率
接着細胞株	A549	Luciferase	> 90% (1 nM siRNA)
	HeLa		
	CaSki	GAPDH/Lamin A/C	
	MCF7		
	NIH3T3	Vimentin	
初代培養細胞	SiHa	GAPDH/Lamin A/C	> 90% (1 nM siRNA)
	Human fibroblast	GAPDH/Lamin A/C	
浮遊細胞株	Human hepatocyte	GAPDH	> 90% (1 nM siRNA)
	K562	GAPDH	



本製品および他社製品を使用して、GL3Luc を発現する A549 細胞に、GL3Luc に対する siRNA を血清存在下で導入し、48 時間後にルシフェラーゼ活性を測定した。

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
<b>INTERFERin</b>		
PPU 409-01 *	50-100 transfections 0.1 ml /	8,000
PPU 409-05	250-500 transfections 0.5 ml /	<del>29,000</del> → 23,200
PPU 409-10	500-1,000 transfections 1 ml /	<del>49,000</del> → 39,200
PPU 409-50	2,500-5,000 transfections 5 × 1 ml /	<del>190,000</del> → 152,000

\* #409-01 はキャンペーン対象外です。

## TREVIGEN

電気泳動

## アガロースに代わる電気泳動用ゲル

## TreviGel

アガロースに代わる、ユニークな組成のポリサッカライド製のサブマリン電気泳動用ゲルです。

## 特 長


- ◆ 製品は粉末状で、TAE および TBE バッファーでゲルを作製できます。
  - ◆ 卓越した DNA 分離能とゲル強度を有しています。
  - ◆ 高い電圧で、迅速に電気泳動できます。
  - ◆ ゲルの透明度が高いため、高い感度で DNA を検出できます。
  - ◆ サザンブロッティング、ゲルシフトアッセイなどに使用できます。
- また、泳動したゲルから目的の DNA 断片を切り出し、抽出することも可能です。
- ◆ 試料 DNA のサイズに合わせて、TreviGel 500 と TreviGel 5000 の 2 種類の製品があります（下表参照）。TreviGel 500 は分離に適した DNA のサイズが、ポリアクリルアミドゲルと同等で、アクリルアミドのような神経毒性はありません。

TreviGel 500 での分離に適した DNA のサイズ (TAE バッファーの場合)


ゲル濃度 (%)	DNA サイズ (bp)
0.5	300 ~ 1,500
1.0	200 ~ 1,000
1.5	150 ~ 800
2.0	50 ~ 600

TreviGel 5000 での分離に適した DNA のサイズ (TAE バッファーの場合)

ゲル濃度 (%)	DNA サイズ (kb)
0.5	2 ~ 25
0.6	1 ~ 20
0.7	0.8 ~ 10
1.0	0.5 ~ 7
1.2	0.4 ~ 6
1.5	0.2 ~ 3
2.0	0.1 ~ 2



1.5% TreviGel 500 (1×TAE バッファー, 0.5 μg/ml エチジウムブロミド) に、各マーカーをアプライして、4.5 V/cm で電気泳動した。



1.2% TreviGel 5000 (1×TAE バッファー, 0.5 μg/ml エチジウムブロミド) に、各マーカーをアプライして、4.5 V/cm で電気泳動した。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>TreviGel 500 (Powder)</b>			
TRZ	9804-050-P		50 g / 31,000
TRZ	9804-100-P		100 g / 56,000
<b>TreviGel 5000 (Powder)</b>			
TRZ	9806-050-P		50 g / 23,000
TRZ	9806-100-P		100 g / 34,000

Bio Dynamics  
Laboratory Inc.

遺伝子工学

タンパク質発現

## ヒートショック不要！


## Zip Competent Cell BL21 (DE3)

Zip Competent Cell はタンパク質発現用 BL21 (DE3) 株の迅速な形質転換を可能にしたコンピテントセルです。プラスミド DNA を Zip Competent Cell に加え、ヒートショックおよびその後の培養をせずに、そのままプレートニングできます。

## 特 長

- ◆ 約 5 分で形質転換操作を終了でき、操作時間の短縮が可能です。
- ◆ 形質転換効率:  $\geq 1 \times 10^6$  cfu/μg
- ◆ 1 回で使い切れるように 100 μl ずつ分注されています。

## 操作法概略



品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>BL21 (DE3), Zip Competent E. coli Cell</b>			
BDL	DS255	-80°C カルタヘナ	10×100 μl / 20,000
形質転換効率: $\geq 1 \times 10^6$ cfu/μg			

## Competent Cell BL21

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>BL21, Competent E. coli Cell</b>			
BDL	DS240	-80°C	10×100 μl / 20,000
BL21 (DE3) 株および BL21 (DE3) pLysS 株の親株。10 × 1 ml SOC medium 添付。			
形質転換効率: $\geq 2 \times 10^7$ cfu/μg			
<b>BL21 (DE3), Competent E. coli Cell</b>			
BDL	DS250	-80°C カルタヘナ	10×100 μl / 20,000
BL21 (DE3) 株は広く使われている E. coli 発現系の宿主。10 × 1 ml SOC medium 添付。			
形質転換効率: $\geq 2 \times 10^7$ cfu/μg			
<b>BL21 (DE3) pLysS, Competent E. coli Cell</b>			
BDL	DS260	-80°C カルタヘナ	10×100 μl / 20,000
BL21 (DE3) pLysS 株は BL21 (DE3) 株に T7 リゾチーム遺伝子を持つプラスミド pLysS を導入した T7 発現系の宿主。T7 リゾチームは T7 ポリメラーゼに結合して転写を抑制するため、非誘導時にバックグラウンドとなる発現レベルを抑制できる。毒性を示すタンパク質の発現に有効。10 × 1 ml SOC medium 添付。形質転換効率: $\geq 2 \times 10^7$ cfu/μg			



New

アセチル化

メチル化

トリメチル化ヒストン用 ChIP キットが新登場！

## EpiQuik Acetyl/Methyl-Histone ChIP Kit

マイクロプレートを用いたクロマチン免疫沈降法 (ChIP: Chromatin Immunoprecipitation) により, *in vivo* におけるアセチル化／メチル化ヒストン-DNA 間相互作用を解析するキットです。キットには細胞抽出物の調製から免疫沈降, DNA の精製までを行える試薬が含まれており, 迅速かつ効率的な解析が可能です。培養細胞を使用して ChIP アッセイを行うキットと, 組織試料から抽出物を調製する試薬が含まれる Tissue Kit があります。

### 特 長

- ◆ ストリッププレートを採用しているため, 少ない試料数からハイスループット解析まで, 幅広く対応します。
- ◆ 操作は約 5 時間で終了します。
- ◆ 精製した DNA は定量的 PCR, メチル化特異的 PCR (MS-PCR), シークエンシング, マイクロアレイ等, 様々なアッセイに適用できます。
- ◆ 再現性の良い結果が得られます。

### 操作法概略

1. 細胞の溶解および超音波処理による DNA の断片化
2. タンパク質-抗体の免疫沈降
3. タンパク質-DNA 複合体の洗浄および脱架橋
4. DNA の捕捉および洗浄
5. DNA の溶出
6. PCR, シークエンシング, マイクロアレイ等による解析に使用

### キット内容

- Wash buffer
- Antibody buffer
- 8-well assay strip
- 8-well strip cap
- Strip frame
- Spin column
- Collection tube
- Protease inhibitor cocktail
- Normal mouse IgG
- Proteinase K
- Lysis buffer
- ChIP dilution buffer
- Pre-lysis buffer (Tissue Kit 以外)
- Anti-acetyl histone (Acetyl Kit のみ)
- Anti-methyl histone (Methyl Kit のみ)
- Homogenizing buffer (Tissue Kit のみ)
- DNA release buffer
- Reverse buffer
- Binding buffer
- Elution buffer

※ 別途アッセイに必要な試薬に関しては, 製品プロトコルをご覧ください。

### Acetyl-Histone H3 Kit

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
<b>Acetyl-Histone H3 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2010-24	24 samples	1 kit / 54,000
EPG	P-2010-48	48 samples	1 kit / 88,000
培養細胞を試料として, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			
<b>Tissue Acetyl-Histone H3 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2012-24	24 samples	1 kit / 54,000
EPG	P-2012-48	48 samples	1 kit / 88,000
固形組織や腫瘍組織を試料として, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			

### Acetyl-Histone H4 Kit

<b>Acetyl-Histone H4 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2011-24	24 samples	1 kit / 54,000
EPG	P-2011-48	48 samples	1 kit / 88,000
培養細胞を試料として, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			
<b>Tissue Acetyl-Histone H4 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2013-24	24 samples	1 kit / 54,000
EPG	P-2013-48	48 samples	1 kit / 88,000
固形組織や腫瘍組織を試料として, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			

### Methyl-Histone H3-K4 Kit

<b>Methyl-Histone H3-K4 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2007-24	24 samples	1 kit / 51,000
EPG	P-2007-48	48 samples	1 kit / 83,000
培養細胞を試料として, Lys4 がジメチル化されたヒストン H3 と DNA の相互作用について, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			
<b>Tissue Methyl-Histone H3-K4 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2009-24	24 samples	1 kit / 54,000
EPG	P-2009-48	48 samples	1 kit / 88,000
固形組織や腫瘍組織を試料として, Lys4 がジメチル化されたヒストン H3 と DNA の相互作用について, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			

### Methyl-Histone H3-K9 Kit

<b>Methyl-Histone H3-K9 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2006-24	24 samples	1 kit / 56,000
EPG	P-2006-48	48 samples	1 kit / 92,000
培養細胞を試料として, Lys9 がジメチル化されたヒストン H3 と DNA の相互作用について, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			
<b>Tissue Methyl-Histone H3-K9 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2008-24	24 samples	1 kit / 56,000
EPG	P-2008-48	48 samples	1 kit / 94,000
固形組織や腫瘍組織を試料として, Lys9 がジメチル化されたヒストン H3 と DNA の相互作用について, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			

### New Tri-Methyl-Histone H3-K9 ChIP Kit, EpiQuik

EPG	P-2006T-24	24 samples	1 kit / 56,000
EPG	P-2006T-48	48 samples	1 kit / 92,000
培養細胞を試料として, Lys9 がトリメチル化されたヒストン H3 と DNA の相互作用について, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			

### Methyl-Histone H3-K27 Kit

<b>Methyl-Histone H3-K27 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2015-24	24 samples	1 kit / 62,000
EPG	P-2015-48	48 samples	1 kit / 94,000
培養細胞を試料として, Lys27 がジメチル化されたヒストン H3 と DNA の相互作用について, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			
<b>Tissue Methyl-Histone H3-K27 ChIP Kit, EpiQuik</b>			
EPG	P-2016-24	24 samples	1 kit / 62,000
EPG	P-2016-48	48 samples	1 kit / 94,000
固形組織や腫瘍組織を試料として, Lys27 がジメチル化されたヒストン H3 と DNA の相互作用について, 約 5 時間以内に ChIP アッセイを行えるキット。			



マイクロアレイ  
核酸標識


非酵素的にアレイ用核酸を蛍光標識できます

## ULS arrayCGH Labeling Kit

ULS (Universal Linkage System) 試薬により、ゲノム DNA を標識するキットです。CGH アレイに使用するゲノム DNA プローブを、簡便に作製できます。


### 特 長

- ◆ キットに含まれる ULS 試薬と核酸を混合し、85℃で 30 分間インキュベートするだけで、標識反応が終了します。
- ◆ 酵素処理をしないため、均一に核酸を標識できます。
- ◆ ゲノム DNA を増幅せずに標識できるため、増幅時に発生する人為的な影響を排除でき、ゲノム DNA の配列やコピー数を正確に反映した結果を得られます。
- ◆ 断片長に依存せず均一に標識できるため、高度に断片化されたゲノム DNA の標識も可能です。
- ◆ 1 キットに蛍光色素の異なる 2 種類の ULS 試薬が含まれているのでアレイの検出に便利です。
- ◆ キットには、標識核酸の精製用スピンカラム、およびハイブリダイゼーション用のブロッキング試薬が含まれています。



SKBR-3 腫瘍組織と正常組織の CGH アレイの結果

(上) 新鮮組織のゲノム DNA を本製品で標識。  
(下) ホルマリン固定/パラフィン包埋 (FFPE) 組織のゲノム DNA を本製品で標識。FFPE 試料でも、新鮮組織試料と同じくらい高い標識効率であることがわかる。



肝腫瘍と正常肝臓の CGH アレイの結果 (FFPE 組織)

(A) ~ (C) 本製品で標識。相関係数=0.96。  
(D) ~ (F) ランダムプライマー法で標識。相関係数=0.88。  
本製品で標識した場合の方が、ランダムプライマー法よりも再現性が高いことがわかる。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
arrayCGH Labeling Kit, ULS			
KRA	EA-005	Cy3/Cy5 (10 reactions each)	1 kit / 75,000



マイクロアレイ  
ハイブリダイゼーション


CGH アレイ解析のブロッキングに！

## KREAcot DNA

ヒト胎盤由来の反復配列に富む Cot-1 DNA で、CGH アレイ用に最適化されています。ハイブリダイゼーションの際に使用することで、反復配列 DNA のクロスハイブリダイゼーションを抑制できます。

### 特 長

- ◆ ヒト胎盤より調製したゲノム DNA を超音波処理で断片化し、変性した後、反復配列を濃縮する条件下で再アニーリングして精製しています。
- ◆ CGH アレイの他に、*in situ* ハイブリダイゼーションやサザン・ノーザンハイブリダイゼーションにも適用できます。
- ◆ 蛍光またはビオチン標識した KREAcot DNA をプローブとして、コスミド DNA や BAC DNA の品質確認を行うこともできます。
- ◆ 濃度：1 mg/ml



KREAcot DNA と他社製品との比較

健常な男性と女性由来のゲノム DNA による CGH アレイの結果。  
ハイブリダイゼーションの際に、KREAcot DNA (#EA-020) を使用した場合 (左) と、他社製品を使用した場合 (右) の結果を比較した。KREAcot DNA を使用した場合の方が、ばらつきが少なく S/N 比が高いことがわかる。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
KREAcot DNA			
KRA	EA-020		500 µg / 20,000

## フナコシ (株) 展示会出展のお知らせ

フナコシでは下記の学会等の展示会に出展いたします。会場にて皆様のご来場をお待ちしております。なお、詳細については、当社展示会担当：Tel. 03-5684-1653, Fax 03-5684-1654, e-mail：marketing@funakoshi.co.jp までお問い合わせ下さい。

名 称	会 期	開催場所
第 67 回日本癌学会学術総会	10 月 28 日 ~ 10 月 30 日	名古屋国際会議場
第 77 回日本法医学会関東地方会	11 月 1 日	東京大学鉄門記念講堂
第 18 回アンチセンスシンポジウム	11 月 17 日 ~ 11 月 18 日	岐阜大学医学部記念会館
全日本科学機器展 IN 東京 2008	11 月 26 日 ~ 11 月 28 日	東京ビッグサイト
第 38 回日本免疫学会総会・学術集会	12 月 1 日 ~ 12 月 3 日	国立京都国際会館
第 31 回日本分子生物学会・第 81 回日本生化学会 合同大会(BMB2008)	12 月 9 日 ~ 12 月 12 日	神戸ポートアイランド




**CSL**  
 ChromosomeScience

FISH 解析承ります

## 染色体解析受託サービス

### ■ ヒトおよびマウスでの染色体異常解析

マルチカラーまたは染色体特異的プローブを用いて、ES 細胞等の染色体異常解析を行います。G-バンドによるカリオグラムの作成や染色体数異常の確認のみの受託もお引き受けします。



マウスマルチカラー FISH  
プローブを用いた核型解析


マルチカラー解析の結果、このマウス由来細胞は第 11 染色体がトリソミーであると同定された。

### ■ 高精度染色体マッピング

遺伝子および DNA クローンの染色体上の位置を同定します。ヒトを含む様々な動物種（ヒト、マウス、ラット、ハムスター、ニワトリなど）での解析が可能です。

### ■ 組織切片での FISH 解析

パラフィン包埋切片または凍結切片での DNA クローンの検出や染色体特異的プローブを用いた染色体の検出を行います。



マウス脳パラフィン包埋切片での  
Y 染色体と X 染色体の検出

赤色の Y 染色体ペインティングプローブのシグナルと黄色の X 染色体ペインティングプローブ（プローブサイズ 130 kb）のシグナルが青色の核の中に確認できる。対比染色は DAPI で行った。

### ■ トランスジェニック動物のホモ・ヘテロ解析

トランスジェニック動物における導入遺伝子のホモ型・ヘテロ型の解析を行います。

### ■ 減数分裂時の対合異常解析

マウスおよびラットの精母細胞を用いて、免疫染色により減数分裂時の対合異常解析を行います。

※ 上記以外にも鳥類、は虫類における染色体マッピング、大量試料の解析、また特殊な FISH の条件検討から結果の解析まで様々なカスタム解析が可能です。詳細は当社受託・特注品業務担当（欄外参照）までお問い合わせ下さい。

※ ヒト・マウス・ラット・ニワトリの FISH 用 hoechst G バンド処理済みコントロールスライドも販売しています（各 ¥25,000/5 枚）。詳細は、当社受託・特注品業務担当（欄外参照）までお問い合わせ下さい。

※ 標準的な価格・納期については、フナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/>) をご覧下さい。

FISH 解析

**UNITECH**


Genomic &amp; Proteomics &amp; Antibody

遺伝子改変マウス

## ノックアウト・ノックインマウス 作製受託サービス

C57BL/6 マウスを用いてノックアウト (KO) またはノックイン (KI) マウスを作製いたします。

C57BL/6 マウスは遺伝子配列情報が完成しており、正確な塩基配列が使用できるため、ターゲティングベクター構築の際に重要な部位のシーケンス確認が可能、表現型解析の際に遺伝子発現解析が使用可能、行動解析の文献データが豊富、戻し交配が不要で時間が短縮できるという特長があります。



### 特 長

- ◆ 遺伝子情報（遺伝子名や Accession No.）のみで、ご希望通りの設計を専門家がいたします。
- ◆ 正確な技術でノックアウト・ノックインを確認します。
- ◆ 2007 年 4 月より京都大学との共同研究で成功率がさらに向上しました。総合力でもトップレベルと評価をいただいています。
- ◆ 作製したマウスの知的財産権は、すべてお客様に帰属します。
- ◆ 秘密保持契約を結び、お客様の知的財産権を厳守します。

### サービス概要

	主な Targeting vector の種類	Neo カセットを飛ばす方法
ノックアウトマウス	null KO conditional KO	Neo カセットは飛ばしません 特殊マウスと交配
ノックインマウス	KI (レポーター Gene) など で Neo を飛ばさない系 KI (mutation), KI (cDNA) などで Neo を飛ばす系	Neo カセットは飛ばしません 特殊マウスと交配
特殊設計	上記以外で行いたい場合	

### 価格／納期

#### ■ null ノックアウト・ノックインマウス

I. Neo カセットを飛ばさない系

No.	作業内容	価格	納期
1	ベクター設計・制限酵素マッピング等	150,000 円	2 週間
2	クローニング・ターゲティングベクター構築	1,050,000 円	6 週間
	〈オプション〉		
	① KI ベクター構築（シーケンス含む）	450,000 円	各 4 週間
	② 特殊構築	35 万円×ステップ数	
3	相同組換え ES 細胞作製 ES selection ES colony pick up ES genotyping (PCR)	1,980,000 円	11 週間
	サザンブロットング	320,000 円	
4	キメラマウス作製 (相同組換え ES 細胞をインジェクション)	750,000 円	8 週間
5	F1 ヘテロマウス作製 (キメラマウスの交配後、F1 ヘテロマウスを取得、genotyping 含む)	470,000 円	10 週間
	小 計	4,720,000 円～	37 週間



## ■ conditional ノックアウトマウス

## II. Neo カセットを飛ばす系

No.	作業内容	価格	納期
1	ベクター設計・制限酵素マッピング等	180,000 円	2 週間
2	クローニング・conditional ターゲティングベクター構築	1,250,000 円	6 週間
3	〈オプション〉 ①特殊構築	35 万円×ステップ数	各 4 週間
	② KI (mutation)	45 万円+ (18 万円×mutation 数)	
	③ KI (cDNA)	450,000 円	
	相同組換え ES 細胞作製 (ES selection ES colony pick up ES genotyping (PCR) Loxp 等駆動試験含む)	2,300,000 円	
	サザンブロッティング	320,000 円	12 週間
4	キメラマウス作製 (相同組換え ES 細胞をインジェクション)	750,000 円	8 週間
5	F1 ヘテロマウス作製 (キメラマウスの交配後、F1 ヘテロマウスを取得、genotyping 含む)	470,000 円	10 週間
6	Neo を飛ばす特殊マウス等との交配	350,000 円	4 週間
小 計		5,620,000 円～	42 週間

## ■ オプション

※ ノックアウトする遺伝子が致死の場合、conditional 構築にすることがあります。

No.	作業内容	価格	納期
1	ES karyotyping (positive ES の核型検査)	250,000 円	3 週間
2	ホモマウス作製 (ヘテロマウスの交配よりホモマウス作製、genotyping 実施)	860,000 円	16 週間
3	凍結胚作製	150,000 円	—



## リポタンパク質解析受託サービス

## LipoSEARCH

お客様から提供された試料中のリポタンパク質の主要 4 画分 (カイロミクロン, VLDL, LDL, HDL) に含まれるコレステロールとトリグリセリドの量を測定する受託サービスです。独自のゲルろ過 HPLC システムにより、リポタンパク質の分離から試薬反応を行い、各々を同時測定します。

さらに、主要 4 画分を、粒子サイズを基準に 20 に分画して詳細に解析することができ、脂質のトータルプロファイルを得られます。


※本サービスは研究用です。臨床用途には利用できません。

## 特 長

- ◆微量の試料で測定できます (右記参照)。
- ◆動脈硬化惹起性のリポタンパク質である small LDL 中のコレステロールも測定可能です。
- ◆ヒト、マウス、ウサギ、サルなど、動物種を問わず測定できます。
- ◆血清のほか、血漿、細胞培養上清、脳脊髄液などの試料でも測定可能です。

## 適用例

- コレステロールとトリグリセリドに注目した脂質代謝研究
- 糖尿病や高脂血症、肥満などの生活習慣病の研究
- 脂質代謝を改善する薬物や機能性食品の研究
- マウスなどの小動物による、同一個体の脂質代謝の経時的解析
- トランスジェニックやノックアウトマウスの表現型解析
- 細胞培養上清・脳脊髄液など低濃度試料のリポタンパク質測定



## ご用意いただくもの

- 血清/血漿の場合  
45  $\mu$ l 以上：採血後 1 週間以内に冷蔵でお送り下さい  
45  $\mu$ l 未満：お問い合わせ下さい
- 細胞培養上清/脳脊髄液/その他の試料の場合  
お問い合わせ下さい
- ※抗凝固剤にヘパリンを使用すると正確な測定結果が得られませんのでご注意ください。抗凝固剤にはクエン酸ナトリウムのご使用をお勧めします。
- ※凍結試料、抗凝固剤を使用した試料での解析を希望される場合は、当社受託・特注品業務担当 (欄外参照) までご相談下さい。

## 価 格

## ■ 基本項目 (コレステロール・中性脂肪)

試料の種類	測定試料数	企業・営利団体にご所属の場合	大学・官公庁にご所属の場合
血清 (または血漿)	1 ~ 12 試料	¥24,000	¥10,000
	13 ~ 24 試料	¥22,200	¥9,300
	25 ~ 49 試料	¥19,700	¥8,200
	50 試料以上	¥18,700	¥7,800
培養上清	1 ~	¥30,000	¥26,000

## ■ オプション測定

	企業・営利団体にご所属の場合	大学・官公庁にご所属の場合
遊離コレステロール (FC)	¥30,000	¥15,000
遊離グリセロール (PL)	¥40,000	¥35,000
粒子サイズ (観測値)	¥5,000	¥5,000
遊離グリセロール	¥1,900	¥1,900

※上記以外のオプション測定も承ります。詳細は当社受託・特注品業務担当 (欄外参照) までお問い合わせ下さい。




免疫学  
糖脂質

## 自然免疫活性化能試験／ 糖脂質関連解析受託サービス

※本サービスは研究用です。臨床用途には利用できません。

■ 自然免疫活性化能（マクロファージ活性化能）試験サービス  
ご依頼の試料によってマクロファージを刺激した後、マクロファージの活性化を以下の指標により解析します。

- ① 貪食活性試験
- ② NO 産生試験
- ③ TNF 産生試験
- ④ 遺伝子発現解析
- ⑤ プライミング化解析



### マクロファージ細胞での NO 産生試験例

植物抽出物 (A, B または C) を被験物質とし、RAW264.7 細胞を各被験物質で処理した後上清を回収し、Griess 法により NO 産生量を測定した。

### マクロファージ細胞での貪食活性試験例

植物抽出物 (A, B または C) を被験物質として、J774.1 細胞を各被験物質で処理した後、FITC 標識ラテックスビーズの貪食率を測定した。

## ■ 糖脂質 (LPS) 関連解析サービス

- ① 糖脂質含量測定 (リムラス試験)
- ② パントエア菌糖脂質 (IP-PA1) 含量測定 (特異的 ELISA)
- ③ 各種物質からの有用グラム陰性細菌解析
- ④ 各種グラム陰性細菌からの糖脂質抽出・精製
- ⑤ 各種糖脂質の自然免疫活性化能試験

## ■ ヒト試料の生化学的検査サービス

ご依頼いただいたヒト血清、尿試料をもとに、下記の検査を行います (衛生検査所認可)。

- ① DAO (ジアミンオキシダーゼ) 活性測定 (腸管機能マーカー)
- ② GLP-2 (グルカゴン様ペプチド) 測定 (腸管細胞増殖マーカー) 他

## ■ その他の免疫関連試験

上記以外にも各種免疫関連試験の受託サービスを承っております。お気軽にご相談下さい。

※ 価格・ご注文方法などの詳細については、当社受託・特注品業務担当 (欄外参照) までお問い合わせ下さい。

フナコシ

好評配布中!!

フナコシ 受託わーど 2008-2009  
(A4 版、約 100 ページ)

※ 様々な分野のフナコシ受託サービスを一挙にご紹介しています。  
※ ご希望の方は、フナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/>) のオンライン請求か、当社地区販売店担当者までお申し込み下さい。



New

ホルモン


## NERP-1/NERP-2

### memo


Neuroendocrine regulatory peptide (NERP) -1 と NERP-2 は甲状腺髄様癌 TT 細胞から同定されたペプチドで、ラットでは脳室周囲および視床下部の視索上核に局在しています。NERP はバソプレッシンと共存することが多く、バソプレッシンの分泌を強力に抑制することが示唆されています。このことから、NERP は生体のホメオスタシス調整に関与していると考えられています。

### 参考文献

Yamaguchi, H., et al., J. Biol. Chem., **282** (36), 26354 ~ 26360 (2007).



マウス脳組織を抗 NERP-1 抗体 (#H-076-89) で免疫染色した。



マウス脳組織を抗 NERP-2 抗体 (#H-076-91) で免疫染色した。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New NERP-1, Human	PPE	076-89	100 μg / 38,000
水に可溶。M.W.: 2,678.99, 純度: > 95% (HPLC), 形状: 白色粉末			
New NERP-2, Human	PPE	076-91	100 μg / 44,000
水に可溶。M.W.: 4,064.55, 純度: > 95% (HPLC), 形状: 凍結乾燥品			

## ■ 抗 NERP-1/2 抗体

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New Anti-NERP-1, Rabbit-Poly	PPE	G-076-89	100 μg / 55,000
抗原種: Human, 性状: APu, クラス: IgG, 適用: ELISA			
New Anti-NERP-1, Rabbit-Poly	PPE	H-076-89	100 μl / 50,000
抗原種: Human, 性状: Serum, 適用: IHC			
New Anti-NERP-1, Rabbit-Poly, Biotin	PPE	B-G-076-89	100 μl / 70,000
抗原種: Human, 性状: APu, クラス: IgG, 適用: ELISA			
New Anti-NERP-1, Rabbit-Poly, Cy3	PPE	FC3-G-076-89	100 μl / 90,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			
New Anti-NERP-1, Rabbit-Poly, Cy5	PPE	FC5-G-076-89	100 μl / 90,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			
New Anti-NERP-1, Rabbit-Poly, FAM	PPE	FG-G-076-89-A	100 μl / 70,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			
New Anti-NERP-1, Rabbit-Poly, FITC	PPE	FG-G-076-89-B	100 μl / 70,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>New</b> Anti-NERP-2, Rabbit-Poly	PPE	G-076-91	100 µg / 55,000
抗原種: Human, 性状: APu, クラス: IgG, 適用: ELISA			
<b>New</b> Anti-NERP-2, Rabbit-Poly	PPE	H-076-91	100 µl / 50,000
抗原種: Human, 性状: Serum, 適用: IHC			
<b>New</b> Anti-NERP-2, Rabbit-Poly, Biotin	PPE	B-G-076-91	100 µl / 70,000
抗原種: Human, 性状: APu, クラス: IgG, 適用: ELISA			
<b>New</b> Anti-NERP-2, Rabbit-Poly, Cy3	PPE	FC3-G-076-91	100 µl / 90,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			
<b>New</b> Anti-NERP-2, Rabbit-Poly, FAM	PPE	FG-G-076-91-A	100 µl / 70,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			
<b>New</b> Anti-NERP-2, Rabbit-Poly, FITC	PPE	FG-G-076-91-B	100 µl / 70,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			
<b>New</b> Anti-NERP-2, Rabbit-Poly, Rhodamine	PPE	FR-G-076-91	100 µl / 79,000
抗原種: Human, 性状: Pu, クラス: IgG			



タンパク質標識

タンパク質のアミノ酸一つをピンポイント標識!

## CloverDirect™ tRNA Reagent for Site-Directed Protein Labeling

*E. coli* 無細胞翻訳系を利用してタンパク質の N 末端領域を蛍光色素やビオチンで部位特異的に標識できるアミノアシル-tRNA 試薬です。お手持ちの *E. coli* 無細胞翻訳系に目的遺伝子と本製品を加えるだけで、アミノ酸一つが特異的に標識されたタンパク質のみを合成することができます。


### 特 長

- ◆ 蛍光色素またはビオチンで標識したアミノ酸（アミノフェニルアラニン）を結合したアンバーサプレッサー tRNA からなる試薬です。
- ◆ 本試薬を目的遺伝子とともに *E. coli* 無細胞翻訳系に加えるだけで、部位特異的に標識したタンパク質のみを簡単に得ることができます。
- ◆ 開始コドン AUG の次の位置に UAG コドンを挿入した遺伝子（環状 DNA、直鎖状 DNA または mRNA）を使用します（コンストラクトを作製する必要があります）。
- ◆ タンパク質のアミノ酸一つのみが標識されるため、化学修飾法や GFP タグの融合よりも活性を保持したタンパク質が得られます。
- ◆ 標識用の蛍光色素として HiLyte Fluor 488, TAMRA, ATTO 633 の 3 種類から選択できます（右記参照）。
- ◆ 蛍光標識したタンパク質は、精製後に細胞イメージング、リガンドスクリーニング、1 分子蛍光測定などに用いることができます。
- ◆ ビオチン標識したタンパク質は、配向性を持たせてビーズやプレート、アレイ表面に固定化することができます。十分な長さのリンカー構造を有するため、ストレプトアビジンに効率よく結合できます。
- ◆ 1 チューブに 300 µl 翻訳反応分の標識アミノ酸-tRNA が含まれています。

### 標識物質の種類

標識物質	励起波長 (nm)	蛍光波長 (nm)	商品コード
HiLyte Fluor 488	497	525	CLD01, CLD05
TAMRA	546	575	CLD02, CLD06
ATTO 633	629	657	CLD03, CLD07
Biotin	—	—	CLD04, CLD08

蛍光色素またはビオチンで標識されたアミノ酸を付加した tRNA（本製品）




### 従来の化学標識法

- ・複数の箇所が標識される。
- ・タンパク質の配向がそろわない。
- ・タンパク質自体の活性が失われる場合がある。

### CloverDirect™

- ・特定のアミノ酸 1 か所のみが標識される。
- ・ビーズや基盤上で配向を持たせて固定化される。
- ・標識によりタンパク質の活性を失いにくい。



本製品を使用して合成した各種標識タンパク質を用いて SDS-PAGE を行った。蛍光イメージスキャナー（図 A ~ C）、または抗ビオチン抗体を用いたウエスタンブロッティング（図 D）により検出し、標識タンパク質の合成を確認した。

### キット内容

- 標識アミノ酸-tRNA
- tRNA buffer

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>CloverDirect, HiLyte Fluor 488</b>			
PEX	CLD01	-80°C	300 µl translation 1 kit / 28,500
PEX	CLD05	-80°C	5 × 300 µl translation 1 kit / 128,500
<b>CloverDirect, TAMRA</b>			
PEX	CLD02	-80°C	300 µl translation 1 kit / 28,500
PEX	CLD06	-80°C	5 × 300 µl translation 1 kit / 128,500
<b>CloverDirect, ATTO 633</b>			
PEX	CLD03	-80°C	300 µl translation 1 kit / 40,000
PEX	CLD07	-80°C	5 × 300 µl translation 1 kit / 180,000
<b>CloverDirect, Biotin</b>			
PEX	CLD04	-80°C	300 µl translation 1 kit / 20,000
PEX	CLD08	-80°C	5 × 300 µl translation 1 kit / 90,000





New

肥満関連

アッセイキット

## ANGPTL3/ANGPTL6/RBP4 ELISA Kit

試料中の各因子をサンドイッチ ELISA で定量するキットです。

※以下の製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。

### memo

ANGPTL (Angiopoietin-like protein) は、血管内皮細胞に特異的な成長因子 Angiopoietin (ANG) に類似した構造を持つタンパク質ですが、ANG レセプター Tie-2 には結合しません。ANGPTL は 7 種類あることが報告されていますが、その中でも ANGPTL3/6 は新規の代謝性疾患マーカーとして有望視されています。

ANGPTL3 はラット角膜を用いた実験で血管新生を惹起することが報告されています。また、血管内皮リパーゼとリポタンパク質リパーゼ活性の阻害や HDL 産生の制御など、脂質代謝に関与していることも示されています。

ANGPTL6 は肝臓から血液中に分泌され、血管新生を惹起し、創傷の治癒を促進します。また、ANGPTL6 を過剰発現させたマウスでの実験から、ANGPTL6 は肥満および肥満に伴うインスリン耐性を弱めることが示唆されています。

### memo

RBP4 (Retinol binding protein 4) は、血中のビタミンAを組織まで運搬する働きを持つタンパク質です。また、インスリンの作用を調節する働きがあることがわかってきたため、血中 RBP4 濃度の測定は代謝性疾患を理解する有用な手段となっています。

### 特 長

- ◆ 測定試料：血漿、血清、細胞培養上清
- ◆ 測定波長：450 nm

### キット内容

- Antibody coated 96-well plate, 12 × 8-well strip
- Secondary antibody
- Wash concentrate
- Stop solution
- QC sample
- Substrate
- Plate sealer
- Diluent
- Detector
- Standard

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>New ANGPTL3, Human, ELISA Kit (96 tests)</b>			
KOM	A0822EK		1 kit / 105,000
感度：150 pg/ml, 測定範囲：156 ~ 10,000 pg/ml			
<b>New ANGPTL3, Mouse/Rat, ELISA Kit (96 tests)</b>			
KOM	DA0831EK		1 kit / 105,000
感度：15 pg/ml, 測定範囲：16 ~ 1,000 pg/ml			
<b>New ANGPTL6, Human, ELISA Kit (96 tests) (AGF, ELISA Kit)</b>			
KOM	A0722EK		1 kit / 105,000
感度：1.2 ng/ml, 測定範囲：1.56 ~ 100 ng/ml			
<b>New RBP4, Human, ELISA Kit (96 tests)</b>			
KOM	R0822EK		1 kit / 97,000
感度：380 pg/ml, 測定範囲：390 ~ 25,000 pg/ml			



New

酸化ストレス

アッセイキット

## 酸化ストレス応答関連酵素のアッセイキット

## GPX3/Intracellular Visfatin ELISA Kit

試料中の Glutathione peroxidase (GPX) 3 または Visfatin (Nampt) をサンドイッチ ELISA で定量するキットです。

※以下の製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。

### memo

GPX は、還元型グルタチオンを利用して過酸化水素、有機過酸化物および脂質過酸化物の還元を触媒し、細胞を酸化的ダメージから守っています。血漿中に存在する GPX は GPX3 と呼ばれ、赤血球や肝細胞中に存在する GPX とは免疫学的に異なった酵素であることが明らかになっています。酸化還元反応の調節は代謝性疾患の原因と関連することから、血中 GPX3 濃度の測定は代謝性疾患の理解に有用であると考えられています。

### memo

Visfatin (Nampt) は、哺乳細胞の NAD 生合成系における律速酵素で、nicotinamide を nicotinamide mononucleotide (NMN) に変換します。Visfatin は、細胞寿命の延長や酸化的損傷に対する細胞の防御に重要な役割を果たしています。

### ■ GPX3, Mouse, ELISA Kit

- ◆ 測定試料：血清、血漿、細胞培養上清
- ◆ 測定波長：450 nm

### ■ Visfatin, Intracellular, Human, ELISA Kit

- ◆ 測定試料：細胞ライセート
- ◆ 測定波長：450 nm

※キットには細胞溶解液が含まれています。

### キット内容

- Antibody coated 96-well plate, 12 × 8-well strip
- Secondary antibody
- Wash concentrate
- Stop solution
- Plate sealer (#G0832EK のみ)
- Lysis buffer (#N0823EK のみ)
- QC sample
- Substrate
- Standard
- Diluent
- Detector

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>New GPX3, Mouse, ELISA Kit (96 tests)</b>			
KOM	G0832EK		1 kit / 104,000
感度：150 pg/ml, 測定範囲：500 ~ 32,000 pg/ml			
<b>New Visfatin, Intracellular, Human, ELISA Kit (96 tests) (Nampt, ELISA Kit)</b>			
KOM	N0823EK		1 kit / 114,000
感度：30 pg/ml, 測定範囲：62.5 ~ 16,000 pg/ml			

# TREVIGEN

アポトーシス

DNA 損傷

## DNA 損傷を直接検出

### CometAssay Kit


個々の細胞の DNA 損傷を直接検出するコメットアッセイを行うためのキットです。スライド、アガロースおよび試薬が含まれています。

また、正常な浮遊細胞 (CC0) と、異なる条件下で Etoposide 処理して DNA に損傷を与えた 3 種類の細胞 (CC1 ~ CC3) をセットにした CometAssay Control Cell もあります。コメットアッセイを行う際に本製品を用いることで、研究者および研究室間での電気泳動の条件を標準化して、得られた結果を比較することができます。


#### memo

細胞をアルカリ処理で加水分解した後、そのままスライド上で電気泳動すると、アポトーシスを起こした細胞の断片化 DNA は核外へ移動します。これを蛍光色素 (SYBR Green) で染色すると、彗星状の "Comet Tail" パターンを示します (写真左)。一方、正常細胞のスーパーコイル DNA は加水分解処理の影響を受けず、核内に留まります (写真右)。このパターンの違いにより、個々の細胞のアポトーシスを検出します。

この "Comet Tail" の長さや形は DNA 損傷の程度と相関関係があるため、画像解析装置と組み合わせることで、損傷レベルの評価を定量的に行うことも可能です。



DNA に損傷を受けた細胞



正常細胞 (コントロール)



CometSlide 2 well (※原寸ではありません)



CC0



CC1



CC2



CC3

#### CometAssay Control Cell を用いたコメットアッセイ

それぞれの細胞での Comet Tail から DNA 損傷のレベルを評価した。  
CC0 : <1%, CC1 : 21%, CC2 : 44%, CC3 : 67%

#### 特 長

- ◆ Comet Tail は一本鎖・二本鎖 DNA の両方と結合する蛍光色素 (SYBR Green) で染色し、検出します。
- ◆ CometSlide を使用することにより、アガロースの基底層を製作するなどの前処理を必要とせず、低融点 (LM) アガロースを直接加えることができます。また、細胞を直接スライドに添加できます。
- ◆ CometSlide の試料処理面の数が異なる (2, 20, 96 well) 3 種類のキットがあります。
- ◆ DNA に損傷を与える物質や、紫外線、電離放射線などの影響を簡単に調べることができます。
- ◆ アポトーシスの研究以外に、DNA 修復酵素の作用を調べる場合にも有効です。
- ※ コメットアッセイ用電気泳動装置については次ページをご覧ください。

#### 操作法概略

1. 正常細胞、または DNA 損傷剤やアポトーシス誘導剤で処理した細胞の懸濁液を、融解した LM Agarose (42℃) と混ぜる。
  2. 細胞/アガロースを CometSlide 上にピペットで均一に広げ、固定化する。
  3. スライドを Lysis solution 中に浸す。
  4. スライドをアルカリ性電気泳動用バッファー中に移して DNA の加水分解 (20 ~ 60 分間) を行った後、電気泳動により分離する。
  5. 中和後、蛍光色素 SYBR Green で染色し、FITC フィルターを用いて落射型蛍光顕微鏡 (425 ~ 500 nm) で観察する。
- ※ 各種修飾酵素で処理した試料でコメットアッセイを行うことにより、アポトーシス以外の DNA 損傷を検出するキット (FLARE Assay Kit/FLARE Module) も取り扱っています。詳細は、当社テクニカルサポート (欄外参照) までお問い合わせ下さい。

#### キット内容

- Lysis solution
- SYBR Green concentrate
- Comet LM Agarose
- EDTA
- CometSlide (2 well : #4250-050-K のみ)
- CometSlide HT (20 well : #4252-040-K のみ)
- CometSlide 96 (96 well : #4253-096-K のみ)

※ キット別売品も取り扱っています。詳細は、当社テクニカルサポート (欄外参照) までお問い合わせ下さい。

品 名		包装 / 価格 (¥)
メーカー	商品コード	
<b>CometAssay Kit (50 samples)</b>		
TRZ	4250-050-K	2 well 1 kit / 46,000
<b>CometAssay HT Sample Kit (40 samples)</b>		
TRZ	4252-040-K	20 well 1 kit / 46,000
<b>CometAssay 96 Kit (192 samples)</b>		
TRZ	4253-096-K	96 well 1 kit / 46,000

#### 関連製品

<b>CometAssay Control Cell (10 assays)</b>		
TRZ	4256-010-CC	1 set / 27,000
<b>CometAssay Silver Staining Kit (200 samples)</b>		
TRZ	4254-200-K	1 kit / 33,000

コメットアッセイの結果を銀染色により検出するキット。CometAssay Kit では、発光時間が短い蛍光色素を用いて検出するため、迅速に解析する必要があるが、本キットを使用すれば、結果を銀染色像として半永久的に保存できる。

**TREVIGEN**

New

アポトーシス

DNA 損傷

コメットアッセイ用電気泳動装置の新スタンダード！

## CometAssay Electrophoresis System

コメットアッセイ専用開発された電気泳動装置です。コメットアッセイは個々の細胞の DNA 損傷を直接検出する唯一の方法として癌や遺伝子毒性の研究などで汎用されていますが、実験条件が標準化されていなかったため再現性に乏しいのが問題でした。本システムではこうした問題を解決し、最適な DNA 泳動像を再現性よく得られるよう、泳動条件を最適化しています。

### 特 長



- ◆ 泳動中のバッファの温度と水位を最適に保ちます。
- ◆ TREVIGEN 社製 CometAssay Kit シリーズおよび CometAssay Control Cell に最適化してあります（前ページ参照）。
- ◆ 2/20/96 ウェルの CometSlide に対応し、泳動時にスライドを最適な位置に固定します。
- ◆ 最大 288 試料の泳動が可能です（96 ウェル CometSlide を使用した場合）。
- ◆ 再現性が高く、研究者間／研究室間での実験誤差を少なく抑えます。

品 名

メーカー 商品コード

包装 / 価格(¥)

New	<b>CometAssay Electrophoresis System</b>		
	TRZ	4250-050-ES	1 unit / 375,000

### CometAssay Starter Kit

New	<b>CometAssay Starter Kit</b>		
	TRZ	4250-050-ESK	1 set / 445,000

セット内容：CometAssay Electrophoresis System (#4250-050-ES)、CometAssay Kit (#4250-050-K)、CometAssay Control Cell (#4256-010-CC)

CometAssay Electrophoresis System に関するお問い合わせ先：当社テクニカルサポート（機器技術担当：Tel.03-5684-1619, Fax 03-5684-5643, e-mail: kiki@funakoshi.co.jp)

### 関連製品

<b>Comet LMAgarose</b>			
TRZ	4250-050-02	15 ml /	8,000
<b>CometSlide</b>			
TRZ	4250-050-03	(2 well)	25 slides / 19,000
TRZ	4252-040-01	HT (20 well)	2 slides / 10,000
TRZ	4253-096-03	96 (96 well)	1 slide / 10,000

**biocolor**  
life science assays



細胞情報伝達

アポトーシス

ネクローシスとの識別に！

## APOPercentage Apoptosis Assay Kit

細胞のアポトーシスを直接顕微鏡下で観察でき、デジタルカメラで撮影した画像データを用いて定量化できます。また細胞破碎後、比色による定量化も可能です。



ハムスターの肺線維芽細胞の染色

Control 細胞を APOPercentage dye で染色した。

アポトーシス誘導剤で処理した細胞を 60 分間 APOPercentage dye で染色した。

### 特 長

- ◆ 特異的な色素により、アポトーシスを起こした細胞を直接顕微鏡で検出できます。ネクローシス細胞は染色されません。
  - ◆ デジタルカメラで撮影した画像データをコンピューターへ取り込み、Adobe Photoshop などのソフトウェアを用いて発色の度合いを解析することで、測定結果を定量化できます。
  - ◆ 細胞に取り込まれた色素を dye release reagent で溶出させて、比色により定量することも可能です。
- ※ 固定した組織切片や凍結組織切片には使用できません。

### キット内容

- APOPercentage dye
- Gelatin matrix forming solution
- APOPercentage dye release reagent
- 96 well plate
- APOPercentage reference dye standard

品 名

メーカー 商品コード

包装 / 価格(¥)

<b>APOPercentage Apoptosis Assay Kit</b>			
QBS	A0500	Trial Size 250 assays	1 kit / 68,000
QBS	A1000	500 assays	1 kit / 102,000





アポトーシス  
カスパーゼ

高活性の酵素と、そのまま使える阻害物質／基質

## カスパーゼ研究用試薬

カスパーゼ研究に便利な、各種カスパーゼ酵素、カスパーゼ阻害物質、カスパーゼ基質のそれぞれをセットにした製品です。

※各カスパーゼ酵素、阻害物質および基質は、個々の製品としても取り扱っています。詳細は当社テクニカルサポート（欄外参照）までお問い合わせ下さい。

### ■ Active Recombinant Caspase Set

*E. coli* で発現させた、各種ヒト活性型カスパーゼのセットです。カスパーゼの活性調節やカイネティクス解析、カスパーゼ阻害物質のスクリーニング、標的基質の特定に有用です。また、カスパーゼ活性測定実験やウエスタンブロットングにおけるポジティブコントロールにも使用できます。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>Caspase, Active, Human, Recombinant, Group I (3 × 25 assays)</b>			
BVN K241-3-25	-80°C	1 set /	56,000
human active recombinant caspase-1, -4, -5 各 25 unit のセット。Group I カスパーゼは炎症性サイトカイン産生に関与。			
<b>Caspase, Active, Human, Recombinant, Group II (3 × 25 assays)</b>			
BVN K242-3-25	-80°C	1 set /	56,000
human active recombinant caspase-2, -3, -7 各 25 unit のセット。Group II カスパーゼはエフェクターとしてアポトーシスに関与。			
<b>Caspase, Active, Human, Recombinant, Group III (4 × 25 assays)</b>			
BVN K243-4-25	-80°C	1 set /	75,000
human active recombinant caspase-6, -8, -9, -10 各 25 unit のセット。Group III カスパーゼはカスケード上流のアクチベーターとしてアポトーシスに関与。			
<b>Caspase, Active, Recombinant Set III (8 × 25 assays)</b>			
BVN K232-8-25	-80°C	1 set /	131,000
active recombinant caspase-1, -2, -3, -6, -7, -8, -9, -10 各 25 unit のセット			
<b>Caspase, Active, Recombinant Set IV (10 × 25 assays)</b>			
BVN K233-10-25		1 set /	150,000
active recombinant caspase-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 各 25 unit のセット			

※ 1 unit = 37°C, 1 時間でカスパーゼ基質 1 nmol を分解する酵素活性

### ■ Ready-to-use Caspase Inhibitor Set

Ready-to-use フォーマットの、強力な合成カスパーゼ阻害物質のセットです。細胞膜透過性で毒性が無く、活性型カスパーゼに非可逆的に結合し、アポトーシスを阻害します。DMSO 溶液になっているので、様々な実験にそのまま使用できます。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>Caspase-Family Inhibitor Set (5 × 25 μl)</b>			
BVN K107-5-25		1 set /	37,000
caspase-1, -3, -6, -8 と、ファミリー共通の阻害物質を各 25 μl 含むセット。			
<b>Caspase-Family Inhibitor Set Plus (7 × 25 μl)</b>			
BVN K108-7-25		1 set /	52,000
caspase-1, -2, -3, -6, -8, -9 と、ファミリー共通の阻害物質を各 25 μl 含むセット。			
<b>Caspase-Family Inhibitor Set III (8 × 25 μl)</b>			
BVN K210-8-25		1 set /	60,000
caspase-1, -2, -3, -5, -6, -8, -9 と、ファミリー共通の阻害物質を各 25 μl 含むセット。			
<b>Caspase-Family Inhibitor Set IV (12 × 25 μl)</b>			
BVN K220-12-25		1 set /	93,000
caspase-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -13 と、ファミリー共通の阻害物質、FMK ネガティブコントロールを各 25 μl 含むセット。			

### ■ Ready-to-use Caspase Substrate Set

Ready-to-use フォーマットのカスパーゼ基質セットです。各種カスパーゼに対応した発色または蛍光基質が含まれています。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>Caspase-Family Substrate Set, Colorimetric, Ready to use (7 × 25 assays)</b>			
BVN K132-7-25		1 set /	75,000
caspase-1, -2, -3, -5, -6, -8, -9 の pNA 標識基質を各 125 μl 含むセット。			
<b>Caspase-Family Substrate Set, Fluorometric, Ready to use (7 × 25 assays)</b>			
BVN K131-7-25		1 set /	75,000
caspase-1, -2, -3, -5, -6, -8, -9 の AFC 標識基質を各 125 μl 含むセット。			
<b>Caspase-Family Substrate Set Plus, Colorimetric, Ready to use (7 × 25 assays)</b>			
BVN K136-7-25		1 kit /	99,000
caspase-1, -2, -3, -5, -6, -8, -9 の pNA 標識基質各 125 μl と Caspase assay 用バッファー類を含むセット。			
<b>Caspase-Family Substrate Set Plus, Fluorometric, Ready to use (7 × 25 assays)</b>			
BVN K135-7-25		1 kit /	99,000
caspase-1, -2, -3, -5, -6, -8, -9 の AFC 標識基質各 125 μl と Caspase assay 用バッファー類を含むセット。			
<b>Caspase-Family Substrate Set II, Colorimetric, Ready to use (9 × 25 assays)</b>			
BVN K134-9-25		1 set /	93,000
caspase-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -10 の pNA 標識基質を各 125 μl 含むセット。			
<b>Caspase-Family Substrate Set II, Fluorometric, Ready to use (9 × 25 assays)</b>			
BVN K133-9-25		1 set /	93,000
caspase-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -10 の AFC 標識基質を各 125 μl 含むセット。			
<b>Caspase-Family Substrate Set II Plus, Colorimetric, Ready to use (9 × 25 assays)</b>			
BVN K138-9-25		1 kit /	118,000
caspase-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -10 の pNA 標識基質各 125 μl と Caspase assay 用バッファー類を含むセット。			
<b>Caspase-Family Substrate Set II Plus, Fluorometric, Ready to use (9 × 25 assays)</b>			
BVN K137-9-25		1 kit /	118,000
caspase-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -10 の AFC 標識基質各 125 μl と Caspase assay 用バッファー類を含むセット。			



アポトーシス  
誘導物質

## Ready-to-use Apoptosis Inducer Set

Ready-to-use フォーマットのアポトーシス誘導物質のセットです。細胞培養用培地に 1,000 倍希釈して添加することで、細胞にアポトーシスを誘導することができます。DMSO 溶液になっているので、様々な実験にそのまま使用できます。また、BioVision 社のアポトーシス検出用キットと組み合わせて使用できます。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>Apoptosis Inducer Set, Ready to use</b>			
BVN K121-5		1 set /	43,000
アポトーシスを誘導する 5 種類の物質、Actinomycin D (#1036-50), Camptothecin (#1039-1), Cycloheximide (#1041), Dexamethasone (#1042-1), Etoposide (#1043-100) が含まれるセット。			

### ■ 関連製品

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit (25 assays)</b>			
BVN K101-25		1 kit /	24,000
アポトーシスの初期過程で見られる phosphatidyl serine の細胞膜内での分布の変化を FITC 標識した Annexin V で蛍光検出するキット。			

※ FITC 以外にも、PE や Cy3、ビオチンで標識した Annexin V を用いてアポトーシスを検出するキットもあります。詳細は当社テクニカルサポート（欄外参照）までお問い合わせ下さい。




New

血液学

免疫アッセイ

## Human Total Vitronectin ELISA Kit

各種ヒト生体液試料中の総 Vitronectin 量をサンドイッチ ELISA により測定するキットです。96 ウェルストリッププレートに捕捉抗体をあらかじめコートし、試料中の Vitronectin を捕捉します。抗 Vitronectin 一次抗体と HRP 標識二次抗体を用いて検出、測定します。



### memo

Vitronectin は血漿中に豊富に存在する糖タンパク質で、血液凝固、線維素溶解、補体活性化、細胞接着に関与しています。Vitronectin は、グリコサミノグリカンやコラーゲン、プラスミノゲン、ウロキナーゼ受容体に結合します。また、PAI-1 に結合して安定化させることによって、血管の血栓排除を制御する働きをしており、骨代謝に関与している可能性も示唆されています。

### 特 長

- ◆測定試料：血漿、血清、尿、細胞培養培地、組織抽出液
- ◆測定範囲：0.05 ~ 100 ng/ml
- ◆測定波長：450 nm

### キット内容

- Immunoassay plate
- Wash buffer
- Standard
- Primary antibody
- HRP conjugated secondary antibody
- TMB substrate

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Vitronectin, Total, Human, ELISA Kit (96 tests)	INR	IHVNKT-TOT	1 kit / 81,000



細胞接着

免疫アッセイ

ヒト I 型コラーゲンの測定に！

## Human Collagen Type I ELISA Kit

I 型コラーゲンは、ほとんどすべての結合組織に存在し、腱、真皮および骨に特に多く存在します。

本製品は、ペプシン処理した試料中のアテロコラーゲン(テロペプチドを分解したコラーゲン)を競合 EIA により定量するキットです。そのため、細胞培養上清および組織抽出物など、ほとんどの試料中のコラーゲン濃度を測定できます。

### 特 長

- ◆天然分子構造を維持したコラーゲンを測定できます。
- ◆細胞培養時の血清濃度に影響されません。
- ◆ストリップウェルプレートフォーマットのため、試料数に合わせて分割して使用できます。
- ◆簡便に操作でき、短時間で結果が得られます。
- ◆ラジオアイソトープを使用しないため、特殊な装置や設備は不要です。
- ◆測定範囲：0.02 ~ 40  $\mu$ g/ml
- ◆測定試料数：40 試料 (二重測定)
- ◆測定時間：約 2 時間 15 分
- ◆測定波長：450 nm

### 交差反応性

試 料	交差反応性
ウシ コラーゲン I 型	0.0%
ヒト コラーゲン II 型	5.6%
ヒト コラーゲン III 型	10.0%
ブタ コラーゲン	20.0%

※他種および他の型に対する交差反応性を、ヒトコラーゲン I 型に対する反応性 (100%) と比較した。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Collagen Type I, Human, ELISA Kit (96 well)	ACB	EC1-E105	1 kit / 95,000

### 天然可溶性ヒト I 型コラーゲン

## Human Collagen Type I

正常ヒト線維芽細胞の培養上清から抽出・精製した I 型アテロコラーゲンです。

### 特 長

- ◆可溶性天然型コラーゲンです。
- ◆ドラッグデリバリー研究や再生医療の素材開発研究に最適です。
- ◆ $\beta$ 鎖、 $\gamma$ 鎖は含まれていません。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Collagen Type I, Human	ACB	EC1-R105	0.1 mg / 20,000
	ACB	EC1-R205	0.5 mg / 50,000
	濃度：1 mg/ml, 純度： $\geq$ 98%		



New

キナーゼ

細胞情報伝達

## ヒト由来細胞で発現させたキナーゼ！

## ヒト組換え体キナーゼ

HumanZyme 社の、改良型ヒト由来細胞を用いたタンパク質発現システム「HumaXpress」によって産生された、ヒト組換え体キナーゼです。E. coli や昆虫細胞などを用いた他の発現系と異なり、完全長で活性化されているため、産生されたキナーゼは高い活性を有します。

タンパク質発現系の比較

発現系	E. coli	昆虫細胞	CHO 細胞	ヒト由来細胞 (HumaXpress)
フォールディング	+	++	+++	++++
リン酸化	?	++	+++	++++
タンパク質分解的プロセッシング	?	++	+++	++++
糖鎖付加	—	乏しい	ヒト型と異なる	適切に行われている

## 特 長

- ◆ 産生された組換え体キナーゼは活性の確認を行っています。
- ◆ ヒト型の翻訳後修飾を受けているため、抗体作製時の抗原としての用途にも適しています。
- ◆ E. coli 発現系で産生した組換え体キナーゼと異なり、*in vivo* で活性化されているため高い活性を示します。
- ◆ 薬物のスクリーニングやキナーゼプロファイリングに最適です。

[メーカー：HMZ]



	因子名		比活性*		商品コード	包装	価格(¥)
New	AKT1	Full-Length	27 U/mg	-80℃	HZ-2010a	5 µg	45,000
New	AKT2	Full-Length	128 U/mg	-80℃	HZ-2010b	5 µg	45,000
New	AMPK1	Full-Length	323 U/mg	-80℃	HZ-2011	5 µg	45,000
New	Aurora A	Full-Length	133 U/mg	-80℃	HZ-2013	5 µg	45,000
New	BTBK3	Full-Length	247 U/mg	-80℃	HZ-2014	5 µg	45,000
New	CDK6	Full-Length	61 U/mg	-80℃	HZ-2021	5 µg	45,000
New	ERK5	Full-Length	34 U/mg	-80℃	HZ-2024	5 µg	45,000
New	Fyn-1	Full-Length	443 U/mg	-80℃	HZ-2026	5 µg	45,000
New	JNK1	Full-Length	124 U/mg	-80℃	HZ-2035	5 µg	45,000
New	LYN	Full-Length	247 U/mg	-80℃	HZ-2038	5 µg	45,000
New	MAPKAP2	Full-Length	184 U/mg	-80℃	HZ-2039	5 µg	45,000
New	MAPKAP3	Full-Length	14 U/mg	-80℃	HZ-2040	5 µg	45,000
New	MEKK3	Full-Length	31 U/mg	-80℃	HZ-2043	5 µg	45,000
New	MKK3	Full-Length	105 U/mg	-80℃	HZ-2047	5 µg	45,000
New	MKK4	Full-Length	34 U/mg	-80℃	HZ-2048	5 µg	45,000
New	P38 α	Full-Length	125 U/mg	-80℃	HZ-2052	5 µg	45,000
New	P70S6K1	Full-Length	98 U/mg	-80℃	HZ-2053	5 µg	45,000
New	P70S6K2	Full-Length	90 U/mg	-80℃	HZ-2054	5 µg	45,000
New	PKD1	Full-Length	38 U/mg	-80℃	HZ-2055	5 µg	45,000
New	PI3K α	Full-Length	85 U/mg	-80℃	HZ-2056	5 µg	45,000
New	PKC β	Full-Length	257 U/mg	-80℃	HZ-2058b	5 µg	45,000
New	PKC γ	Full-Length	363 U/mg	-80℃	HZ-2058g	5 µg	45,000
New	PKC η	Full-Length	402 U/mg	-80℃	HZ-2058h	5 µg	45,000
New	PTEN	Full-Length	130 U/mg	-80℃	HZ-4015	5 µg	45,000
New	SYK	Full-Length	176 U/mg	-80℃	HZ-2064	5 µg	45,000
New	Zap70	Full-Length	44 U/mg	-80℃	HZ-2066	5 µg	45,000

\* 比活性はロットにより変動します。ご使用前に、製品添付のデータシートをご確認下さい。

## memo

HumanZyme 社製キナーゼと  
他社製キナーゼとのプロファイル比較

MAP キナーゼの p38α について、HumanZyme 社製品と他社製品の各種キナーゼ阻害物質に対する感受性を比較した。HumanZyme 社製品 (#HZ-2052)、A 社製品および B 社製品を各種キナーゼ阻害物質の存在下で反応させ、活性阻害作用を測定した。A 社製品、B 社製品とも E. coli で発現した組換え体タンパク質で、MKK6 により活性化した後を使用した。



キナーゼ阻害物質による p38α の活性阻害曲線

p38α 特異的阻害物質の SB-202190 に対しては、HumanZyme 社製品および他社製品とも同程度の感受性がみられたが (a)、PKA 阻害物質とされる KT5720 では、HumanZyme 社製品で、これまで知られていない、弱い阻害作用が観察された (b)。

IC <sub>50</sub> 値	HumanZyme 社製品	A 社製品	B 社製品
Staurosporine	0.14	> 10	> 10
H-9 dihydrochloride	> 10	> 10	> 10
AMP-PNP	257	1806	> 2000
HA-1077 dihydrochloride	> 10	> 10	> 10
Rottlerin	> 200	> 200	> 200
H89 Dihydrochloride	> 10	> 10	> 10
5-iodotubercidin	> 10	> 10	> 10
K252a	0.005	> 10	> 10
Ro 32-0432	> 10	> 10	> 10
Ro 31-8220	9.9	> 10	> 10
GF 109203X	> 10	> 10	> 10
KT5720	5.0	> 10	> 10
Imatinib mesylate	> 10	> 10	> 10
SB-202190	0.02	0.03	0.01

各種キナーゼ阻害物質に対する IC<sub>50</sub> 値の比較

14 種類のキナーゼ阻害物質について、各 p38α 活性に対する IC<sub>50</sub> を測定したところ、SB-202190 に対しては 3 製品とも感受性を示したが、HumanZyme 社製 p38α のみ、Staurosporine、K252a、Ro 31-8220、KT5720 に対して感受性がみられた。



## (株) エンバイオテック・ラボラトリーズ RCAS 受託測定およびキットキャンペーン

期間：～平成 20 年 10 月 31 日



EnBio Laboratories Co., Ltd.

New

細胞情報伝達

核内レセプター

各種レセプターのリガンドの作用予測に！

### EnBio RCAS Kit


96 ウェルプレートにコアクチベーター (SRC-1 または CBP) を固相化した、各種レセプターのリガンドスクリーニングシステム (RCAS : Recceptor Cofactor Assay System) です。レセプター-リガンド複合体にコアクチベーターなどの転写コファクターが結合することを利用して、リガンドを定量的に測定します。

この度、Mineralcorticoid receptor, Thyroid hormone receptor および Vitamin D receptor 用の製品が新たに追加されました。また、キャンペーン期間中は、お求めやすい特別価格でご提供です。この機会に是非お試し下さい。

#### 特 長

- ◆ アゴニスト、アンタゴニストの区別が可能です。
- ◆ 操作は約 3 時間 (PPAR 用は 4 時間) で終了します。
- ◆ ELISA と同様の操作方法や必要器材で測定できます。
- ◆ 測定に必要な試薬類はすべてキットに含まれています。

#### RCAS 測定原理\*



リガンド (アゴニスト) がレセプターに結合すると、レセプターの立体構造が変化し、複合体は固相化したコアクチベーター (転写コファクター) と結合する。試料がリガンドでない場合には、コアクチベーターとの結合はみられないため、検出されない。また、リガンドがアンタゴニストである場合も、レセプターの構造変化がアゴニストの場合と異なるため、検出されない。

\* RCAS 関連特許出願済み (国内外)。

\*\* 組換え体タンパク質関連特許使用許諾済み。

#### キット内容

- Coactivator peptide (SRC-1 または CBP)
- Recombinant Receptor
- Detection antibody
- Positive control
- Stop solution
- Microtiter plate
- Wash buffer
- Plate sealer
- TMB substrate
- Assay buffer
- DMSO

#### ■ キャンペーン対象製品

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格 (¥)	価格 (¥)
Estrogen Receptor $\alpha$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for ER $\alpha$ )		
EBT ERA-SRC	1 kit / 100,000	60,000
Estrogen Receptor $\beta$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for ER $\beta$ )		
EBT ERB-SRC	1 kit / 100,000	60,000
New Mineralcorticoid Receptor, RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for MR)		
EBT MR-SRC $-80^{\circ}\text{C}$	1 kit / 140,000	75,000
※受注発注品		
PPAR $\alpha$ , RCAS Kit, EnBio		
EBT PPARA-CBP	1 kit / 100,000	60,000
PPAR $\gamma$ , RCAS Kit, EnBio		
EBT PPARG-CBP	1 kit / 100,000	60,000
PPAR $\delta$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for PPAR $\delta$ )		
EBT PPARD-CBP	1 kit / 100,000	60,000
Retinoid X Receptor $\alpha$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for RXR $\alpha$ )		
EBT RXRA-SRC $-80^{\circ}\text{C}$	1 kit / 140,000	75,000
※受注発注品		
Retinoid X Receptor $\beta$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for RXR $\beta$ )		
EBT RXRB-SRC $-80^{\circ}\text{C}$	1 kit / 140,000	75,000
※受注発注品		
New Retinoid X Receptor $\gamma$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for RXR $\gamma$ )		
EBT RXRD-SRC $-80^{\circ}\text{C}$	1 kit / 140,000	75,000
※受注発注品		
New Thyroid Hormone Receptor $\alpha$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for TR $\alpha$ )		
EBT TRA-SRC $-80^{\circ}\text{C}$	1 kit / 140,000	75,000
※受注発注品		
New Thyroid Hormone Receptor $\beta$ , RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for TR $\beta$ )		
EBT TRB-SRC $-80^{\circ}\text{C}$	1 kit / 140,000	75,000
※受注発注品		
New Vitamin D Receptor, RCAS Kit, EnBio (EnBio RCAS for VDR)		
EBT VDR-SRC $-80^{\circ}\text{C}$	1 kit / 140,000	75,000
※受注発注品		

### EnBio RCAS 受託測定サービス

核内レセプターのリガンドについて、転写コファクターの作用を考慮した RCAS 測定により、精度の高いスクリーニングを行う受託サービスです。

※詳細は当社受託・特注品業務担当 (下記参照) までお問い合わせ下さい。

本受託サービスを初めてご利用のお客様には、  
キャンペーン期間中、下記の特価にて承ります。

通常価格 264,000 円 → 初回お試しキャンペーン価格 98,000 円

※受託サービスを初めてご利用くださる方に限らせていただきます。  
※キャンペーンの詳細はフナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/campaign/>) をご覧下さい。

お問い合わせ先：受託・特注品業務担当

e-mail : [jutaku@funakoshi.co.jp](mailto:jutaku@funakoshi.co.jp)

Tel. : 03-5684-1645 / Fax : 03-5684-6539



New

ユビキチン化


## Ubiquitin Activating Kit

ユビキチンカスケードのステップ 1 (下記参照) を利用し、ユビキチン活性化酵素 E1 とユビキチンがチオエステル結合した、活性化複合体を作製するためのキットです。

### memo

#### ユビキチンカスケード

1. ユビキチンがユビキチン活性化酵素 E1 のシステイン残基とチオエステル結合を形成する (ATP,  $Mg^{2+}$  が必要)。
2. ユビキチン輸送タンパク質であるユビキチン結合酵素 E2 の活性化システイン残基に、ユビキチンが転移する。
3. ユビキチンリガーゼ E3 により認識された標的タンパク質に、ユビキチンがイソペプチド結合する。これを繰り返すことにより、ポリユビキチン鎖が形成される。



### 特 長

- ◆ 50  $\mu$ l の反応系でアッセイを行った場合、20 回分の試薬が含まれています。
- ◆ ユビキチンおよびユビキチン化タンパク質を検出するための高感度な抗ユビキチン抗体が添付されています。

### 使用例

- ◆ 野生型/変異型 E2 に結合するユビキチンの活性化
- ◆ E3 の共存下で、標的タンパク質をユビキチン修飾するためのユビキチン-E2 複合体の作製
- ◆ E1 によるユビキチン活性化の検討
- ◆ ユビキチンカスケードに組み込む際の、変異型ユビキチンやユビキチン誘導体の活性化

### キット内容

- Ubiquitin activating enzyme solution (E1)
- Ubiquitin solution
- Ubiquitin antibody solution
- Mg-ATP solution
- Non-reducing gel loading buffer
- Ubiquitylation buffer

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Ubiquitin Activating Kit	MOL	UW0400	-80°C 1 kit / 30,000



神経伝達物質

イムノアッセイ

様々な試料が測定できます

## Substance P EIA Kit

競合法により、細胞培養上清や血漿などに含まれるサブスタンス P を定量するキットです。

※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。

### memo

#### サブスタンス P

サブスタンス P はタキニンファミリーに属する 11 個のアミノ酸から成るペプチドで、痛み、血管拡張、不安神経症、嘔吐などの様々な生理作用に関与しています。サブスタンス P の前駆体はリボソームで合成され、酵素により活性型ペプチドに変換されます。脊椎動物の末梢～中枢神経系に広く分布しており、神経伝達物質として機能していると考えられています。

サブスタンス P のアミノ酸配列：

H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH<sub>2</sub>

### 特 長

- ◆ インキュベーション時間は約 3 時間です。
- ◆ Conjugate (青色) と Antibody (黄色) 溶液が着色されているため、試薬の添加ミスの有無を確認できます。
  - ・スタンダード/試料をアプラインしたウェル：緑色
  - ・NSB のウェル：青色
  - ・TA / ブランクのウェル：無色

測定因子	Substance P
測定範囲	9.76 ~ 10,000 pg/ml
感度	8.04 pg/ml
適応試料	細胞・組織培養上清、唾液、尿、血清、血漿 (EDTA 処理)
測定波長	405 nm (補正波長: 570/590 nm)

※ プレートに抗ウサギ IgG 抗体がプレコートされているため、ウサギ試料の測定には使用できません。

### キット内容

- Goat anti-rabbit IgG microtiter plate (strip well)
- Substance P EIA conjugate
- Substance P EIA antibody
- Assay buffer
- Wash buffer concentrate
- Substance P standard
- p-Npp substrate
- Stop solution
- Plate sealer

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Substance P, EIA Kit, Correlate	ADV	900-018	96 well 1 kit / 71,000
	ADV	901-018	5 × 96 well 1 kit / 293,000

## Stressgen ブランド 全製品 30%OFF キャンペーン

期間：～平成 20 年 11 月 30 日



assay designs  
SIMPLIFY YOUR SCIENCE

Stressgen

酸化ストレス  
アッセイキット

## Hsp 関連測定キット

Stressgen ブランド（メーカー略称：STR）の主力製品、Hsp（Heat Shock Protein）測定キット、および Assay Designs 社のリン酸化 Hsp 特異的測定キットをご紹介します。現在 Stressgen ブランド製品のお得なキャンペーンを実施中です。この機会に是非購入をご検討下さい。

※メーカー略称：ADV の製品はキャンペーン対象外です。

### ■ リン酸化 Hsp27 EIA キット

測定因子	Hsp27 (pSer15)	Hsp27 (pSer78)
測定範囲	31.25 ～ 1,000 pg/ml	31.25 ～ 1,000 pg/ml
感度	10.15 pg/ml	4.30 pg/ml
適応試料	細胞ライセート, 血清, EDTA 処理血漿	
交差性	Human	
測定波長	450 nm	

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
<b>Hsp27 (pSer15), Phosphorylated EIA Kit (96 well)</b>		
ADV 900-170	1 kit / 111,000	
<b>Hsp27 (pSer78), Phosphorylated EIA Kit (96 well)</b>		
ADV 900-165	1 kit / 111,000	

### ■ Hsp ELISA キット **キャンペーン**

測定因子	Hsp27	Hsp60	Hsp70
測定範囲	0.39 ～ 25 ng/ml	3.125 ～ 100 ng/ml	0.78 ～ 50 ng/ml
感度	0.39 ng/ml	3.125 ng/ml	0.2 ng/ml
適応試料	細胞ライセート, 血清, EDTA 処理血漿	細胞ライセート, 血清	細胞ライセート
交差性	Human	Human	Human/Mouse/Rat
測定波長	450 nm		

測定因子	Hsp70, High Sensitivity	Hsp70B'	Hsp90 α
測定範囲	0.20 ～ 125 ng/ml	0.156 ～ 10 ng/ml	0.0625 ～ 4 ng/ml
感度	0.09 ng/ml	0.060 ng/ml	50 pg/ml
適応試料	血清, EDTA 処理血漿	細胞ライセート, 血清	細胞ライセート, 血清
交差性	Human		
測定波長	450 nm		

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
<b>Hsp27, Human, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-500	1 kit / <del>115,000</del>	→ 80,500
<b>Hsp60, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-600	1 kit / <del>115,000</del>	→ 80,500
<b>Hsp70, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-700B	1 kit / <del>108,000</del>	→ 75,600
<b>Hsp70, EIA Kit, High Sensitivity (96 well)</b>		
STR EKS-715	1 kit / <del>115,000</del>	→ 80,500
<b>Hsp70B' ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-725	1 kit / <del>135,000</del>	→ 94,500
<b>Hsp90 α, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-895	1 kit / <del>134,000</del>	→ 93,800

### ■ 抗 Hsp 自己抗体測定キット **キャンペーン**

測定因子	Anti-Hsp60	Anti-Hsp70
測定範囲	7.81 ～ 2,500 ng/ml	31.25 ～ 10,000 ng/ml
感度	2.88 ng/ml	6.79 ng/ml
適応試料	血清	
交差性	Human	
測定波長	450 nm	

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
<b>Anti-Hsp60, Human, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-650	1 kit / <del>115,000</del>	→ 80,500
<b>Anti-Hsp70 (IgG/A/M), Human, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-750	1 kit / <del>115,000</del>	→ 80,500

### ■ HO-1 ELISA キット **キャンペーン**

Heme Oxygenase-1 (HO-1) をサンドイッチ法により定量するキットです。HO-1 は、熱や酸化ストレスによって発現が誘導されるタンパク質で、NADPH と O<sub>2</sub> の存在下でヘムを CO、鉄イオン、ビリベルディンへと分解します。また、酸化ストレスによる神経細胞死を防ぐ作用や、臓器移植時の過剰発現による生体防御作用が報告されています。

測定因子	HO-1, Human	HO-1, Rat
測定範囲	0.78 ～ 25 ng/ml	0.195 ～ 12.5 ng/ml
感度	0.78 ng/ml	0.036 ng/ml
適応試料	細胞ライセート, 組織抽出物	細胞ライセート, 組織抽出物, 血清, 血漿
交差性	Human	Rat
測定波長	450 nm	

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
<b>HO-1, Human, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-800	1 kit / <del>117,000</del>	→ 81,900
<b>HO-1, Rat, ELISA Kit (96 well)</b>		
STR EKS-810A	1 kit / <del>117,000</del>	→ 81,900



assay designs  
SIMPLIFY YOUR SCIENCE

Stressgen

酸化ストレス  
アッセイキット

## 酸化ストレス関連アッセイキット

正確な測定結果が簡便、迅速に得られる ELISA/EIA キットから、酵素活性／化学反応を利用したアッセイキットまで、測定因子にあわせて選択できます。また、Stressgen ブランド（メーカー略称：STR）の製品はお得なキャンペーンを実施中です。この機会に是非購入をご検討下さい。

※メーカー略称：ADV の製品はキャンペーン対象外です。

※以下の製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。

### ■ DNA Damage ELISA Kit **キャンペーン**

酸化ストレスによる DNA 損傷を、8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine (8-OHdG) を指標に検出するキットです。

測定因子	DNA Damage (8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine)
測定範囲	0.94 ～ 60 ng/ml
感度	0.59 ng/ml
適応試料	尿, 血清, 唾液
測定波長	450 nm

品 名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
<b>8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine, ELISA Kit (DNA Damage ELISA Kit)</b>		
STR EKS-350	1 kit / <del>144,000</del>	→ 100,800



## ■ Glutathione Peroxidase Activity Kit

Glutathione peroxidase の反応によって生じる酸化型グルタチオンを Glutathione reductase で還元し、共役反応によって酸化されて減少する NADPH を比色法(340 nm)で測定します。96 ウェルフォーマットで、ハイスループット化に適しています。

測定因子	Glutathione Peroxidase
適応試料	細胞／組織抽出物、赤血球ライセート、血漿
測定波長	340 nm

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Glutathione Peroxidase Activity Kit (5 × 96 well)	ADV	900-158	1 kit / 104,000

## ■ Glutathione Reductase Activity Kit

試料に含まれる Glutathione reductase (GR) の活性を測定するキットです。GR は酸化型グルタチオン (GSSG) から還元型グルタチオン (GSH) への還元反応を触媒します。NADPH が  $\text{NADP}^+$  に酸化される際、吸光度 (340 nm) が減少することを指標に、GR 活性を測定します。

測定因子	Glutathione Reductase
適応試料	細胞／組織抽出物
測定波長	340 nm

Glutathione Reductase Activity Kit (5 × 96 well)	ADV	900-159	1 kit / 104,000
--	-----	---------	-----------------

## ■ Total Glutathione Detection Kit

Glutathione reductase (GR) による酵素リサイクル反応で DTNB から TNB が生成され、405 または 414 nm で TNB の吸光度を測定することにより試料中の正確な総グルタチオン量が得られます。また、測定試料調製時に 4-vinylpyridine を加えることで GSH のリサイクル反応への寄与を排除して、GSSG 量を測定できます。GSH 量は総グルタチオン量から GSSG 量を差し引いて算出します。

測定因子	Total Glutathione
測定範囲	12.5 ~ 100 pmol/well
感度	6.25 pmol/well
適応試料	細胞／組織抽出物、全血、血漿、唾液、尿
測定波長	405 または 414 nm

Glutathione, Total, Detection Kit (4 × 96 well)	ADV	900-160	1 kit / 70,000
---	-----	---------	----------------

## ■ Hydrogen Peroxide Detection Kit

溶液中や組織培養液などの試料中の過酸化水素を定量するキットです。化学発光検出キットと比色検出キットの 2 種類があります。

過酸化水素は、多くの酸化ストレスに対して調節機能を持つ活性酸素で、喘息、動脈硬化、糖尿病、骨粗しょう症、神経病、ダウン症など様々な疾患に関与します。

測定法	Chemiluminescent *1	Colorimetric
測定範囲	2.44 ~ 2,500 ng/ml (バッファー)	39.06 ~ 10,000 ng/ml (培地)
感度	2.39 ng/ml	11.91 ng/ml
適応試料	バッファー	細胞ライセート、細胞培養上清 *2
測定波長	—	550 nm (540 ~ 570 nm)

\*1 測定にはルミノメーターが必要です。

\*2 フェノールレッド等の色素を含まないもの。

\*3 鉄塩を含まないもの。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Hydrogen Peroxide Detection Kit, Chemiluminescent (96 determinations)	ADV	907-012	1 kit / 60,000
Hydrogen Peroxide Kit, Colorimetric (96 determinations)	ADV	907-015	1 kit / 53,000

## ■ Myeloperoxidase EIA Kit

様々なヒト生体試料中のミエロペルオキシダーゼ (MPO) をサンドイッチ法で定量するキットです。

MPO は微生物の感染にตอบสนองして、好中球の細胞内顆粒から細胞外間隙およびファゴソームに放出されます。その結果、ファゴソームでは次亜ハログゲン酸が生成され、微生物に対して抗菌作用を示します。MPO は主に骨髄前駆細胞に存在しているため、MPO 活性は急性白血病の判定に使用できる他、喘息などの疾患における炎症マーカーとしても使用されています。

測定因子	Myeloperoxidase
測定範囲	0.195 ~ 12.5 ng/ml
感度	0.03 ng/ml (喀痰上清、鼻洗浄液上清、尿) 0.02 ng/ml (リチウムヘパリン処理血漿)
適応試料	細胞培養上清、喀痰上清、鼻洗浄液上清、リチウムヘパリン処理血漿、尿
交差性	Human
測定波長	450 nm

※ 血清および EDTA 処理血漿の測定には使用できません。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Myeloperoxidase, Human, EIA Kit, TiterZyme (96 well)	ADV	900-115	1 kit / 78,000

## ■ Nitric Oxide, $\text{NO}_2^-/\text{NO}_3^-$ Assay Kit Total Nitric Oxide Assay Kit

タンパク質やその他の機能性分子に作用して、生体防御や発育に関与している、窒素酸化物 (Nitric oxide) の測定キットです。nitrite ( $\text{NO}_2^-$ ) と nitrate ( $\text{NO}_3^-$ ) の総量を測定するキット (#917-020) と、両者を個々に測定するキット (#917-010) があります。

#917-020 では、nitrate を NADH と nitrate reductase で還元して nitrite とした後、総 nitrite 量を Griess 試薬を用いて比色定量します。#917-010 では、総 nitrite 量から試料に含まれる nitrite 量を差し引くことにより nitrate 量を定量します。

測定因子	Nitric Oxide, $\text{NO}_2^-/\text{NO}_3^-$	Total Nitric Oxide
測定範囲	(Nitrite) 3.125 ~ 200 $\mu\text{M}$	(Nitrate) 3.125 ~ 100 $\mu\text{M}$
感度	(Nitrite) 0.222 $\mu\text{M}$	(Nitrate) 0.625 $\mu\text{M}$
適応試料	組織培養上清 *1、血清、血漿 *2、唾液、尿など	
測定波長	520 ~ 560 nm	

\*1 硝酸塩を含む培地 (RPMI など) では、正確な nitric oxide の定量ができない場合があります。

\*2 血漿測定の際には、抗凝固剤としてクエン酸ナトリウムの使用をお勧めします。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Nitric Oxide, $\text{NO}_2^-/\text{NO}_3^-$ , Assay Kit, Correlate (2 × 96 determinations)	ADV	917-010	1 kit / 41,000
Nitric Oxide, Total, Assay Kit, Correlate (2 × 96 determinations)	ADV	917-020	1 kit / 41,000

**COVANCE**  
 THE DEVELOPMENT SERVICES COMPANY

 アルツハイマー  
 イムノアッセイ

## 高感度の $\beta$ -Amyloid ELISA キット

### BetaMark $\beta$ -Amyloid x-40 ELISA Kit $\beta$ -Amyloid x-42 ELISA Kit

化学発光基質を用いてヒト/マウス/ラットの  $\beta$ -Amyloid (A  $\beta$ ) を低濃度でも高感度に定量できるキットです。

A  $\beta$  が凝集することにより不溶性の線維が形成されてアミロイド斑となり、脳に沈着することが知られています。A  $\beta$  の脳血管への蓄積は、アルツハイマー病などの神経変性疾患に見られます。

※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。

#### 特 長

- ◆ HRP 標識抗 A  $\beta$  抗体および化学発光基質を使用し、A  $\beta$  の定量を行います。
- ◆ 他のアイソフォームとの交差性はなく、特異的に A  $\beta$  (x-40) または A  $\beta$  (x-42) を定量できます。
- ◆ アッセイに必要な試薬がすべて含まれています。
- ◆ 交 差 性：ヒト/マウス/ラット
- ◆ 測定 試 料：血漿、細胞培養上清、脳ホモジネート
- ◆ 必要試料量：100  $\mu$ l/well
- ◆ 検 出 感 度：4 pg/ml
- ◆ 測定 範 囲：4.4 ~ 150 pg/ml (#SIG-38950-kit),  
7.4 ~ 250 pg/ml (#SIG-38952-kit)
- ◆ 測定可能な試料数：40 試料 (二重測定), 24 試料 (三重測定)



#### キット内容

- Capture antibody coated plate
  - Standard (A  $\beta$  (1-40) (#SIG-38950-kit) または A  $\beta$  (1-42) (#SIG-38952-kit))
  - Standard diluent
  - Incubation buffer
  - HRP detection antibody
  - Chemiluminescent substrate A
  - Chemiluminescent substrate B
  - Wash buffer
  - Plate sealer
  - Microcentrifuge tube
- ※ 測定にはルミノメーターが必要です。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
$\beta$ -Amyloid x-40 ELISA Kit, BetaMark			
BAB SIG-38950-kit			1 kit / 144,000
$\beta$ -Amyloid x-42 ELISA Kit, BetaMark			
BAB SIG-38952-kit			1 kit / 144,000

**COVANCE**  
 THE DEVELOPMENT SERVICES COMPANY

#### 神経変性疾患関連抗体カタログ

※ご希望の方は、フナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/>) から PDF 版をダウンロードして下さい。フナコシホームページ ▶ ダウンロード ▶ 製品カタログ (PDF) の順にアクセスして下さい。



#### ■ 抗 $\beta$ -Amyloid 抗体

品 名	抗原種	免疫動物 (クローン)	標識	適用	メーカー	商品コード	包 装	価格 (¥)
Anti- $\beta$ -Amyloid (1-40) 交差性: Human/Mouse	Human	Mouse-Mono (11A50-B10)	—	ELISA, IHC, West	BAB	SIG-39140-200 SIG-39140-500	200 $\mu$ l 500 $\mu$ l	104,000 204,000
Anti- $\beta$ -Amyloid 40		Rabbit-Poly	—	ELISA, IHC, West	BAB	SIG-39130-050	50 $\mu$ g	134,000
Anti- $\beta$ -Amyloid 40 クラス: IgG		Rabbit-Poly	—	IHC	BAB	SIG-39131-200 SIG-39131-500	0.2 ml 0.5 ml	104,000 204,000
Anti-Amyloid- $\beta$ (1-40) 交差性: Human	Human	Rabbit-Poly	—	West	BAB	PRB-498C	0.1 ml	80,000
Anti- $\beta$ -Amyloid (1-42) 性状: Pu, 交差性: Human/Mouse	Human	Mouse-Mono (12F4)	—	ELISA, IHC, West	BAB	SIG-39142-200 SIG-39142-500	0.2 ml 0.5 ml	104,000 204,000
Anti- $\beta$ -Amyloid (1-42) 性状: Ascites, 交差性: Human/Mouse	Human	Mouse-Mono (12F4)	—	ELISA, IHC, West	BAB	SIG-39144-200	0.2 ml	117,000
Anti- $\beta$ -Amyloid 42		Rabbit-Poly	—	IHC, West	BAB	SIG-39134-200 SIG-39134-500	0.2 ml 0.5 ml	104,000 204,000
Anti- $\beta$ -Amyloid 42		Rabbit-Poly	—	IHC, West	BAB	SIG-39136-050	50 $\mu$ g	134,000
Anti-Amyloid- $\beta$ (1-42) 交差性: Human	Human	Rabbit-Poly	—	West	BAB	PRB-499C	0.1 ml	80,000
Anti-Amyloid- $\beta$ 国産 交差性: Human/Chicken/Canine		Rabbit-Poly	—	ELISA, IHC, West	BAB	PRB-465P	1 vial	117,000

※ 標識抗体も取りそろえています。詳細はフナコシホームページの製品検索をご利用いただくか、当社テクニカルサポート (欄外参照) までお問い合わせ下さい。



New

神経疾患

アルツハイマー

## アセチルコリンエステラーゼ (AChE) 阻害物質

## AChE Inhibitor

※以下の製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。

## memo

## AChE 阻害物質とアルツハイマー病

AChE 阻害物質は、AChE の働きを阻害することで、神経細胞シナプス間隙にあるアセチルコリンの量を増大させ、アセチルコリン受容体を介して神経系を活性化させる作用があります。ニコチン受容体とムスカリン受容体に分類されるアセチルコリン受容体のうち、ニコチン受容体はアルツハイマー病の病態に特に深く関与しているとされています。一部の AChE 阻害物質は、ニコチン受容体の活性を増強させることで、認知症の症状を改善することが知られています。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Lipocrine			
CAY 10006733			1 mg / 3,900
CAY 10006733			5 mg / 17,600
CAY 10006733			10 mg / 31,200
CAY 10006733			50 mg / 136,500

リボ酸と Tacrine のハイブリッド化合物。現在までに調べられたアセチルコリンエステラーゼ阻害物質の中で最大の阻害活性を有し、Tacrine よりも少なくとも 1,600 倍の阻害活性を示す。アセチルコリンエステラーゼによる  $\beta$  アミロイドの凝集を阻害する。  
M.W.: 478.1, 純度: > 98%, 形状: 塩化メチレン/エタノール溶液

## Tacrine, Hydrochloride

CAY 70240		1 g / 3,200
CAY 70240		5 g / 13,200
CAY 70240		10 g / 23,100

aminoacridine 誘導体。アセチルコリンエステラーゼおよびブチリルコリンエステラーゼの阻害物質。ラット大脳皮質においてセロトニンおよびノルアドレナリンの取り込みを阻害する。[1684-40-8], M.W.: 234.7, 純度: > 98%, 形状: 結晶性固体

## bis (7)-Tacrine

CAY 10005836		10 mg / 4,800
CAY 10005836		50 mg / 20,400
CAY 10005836		100 mg / 35,700

7-carbon alkyl スペーサーを介した Tacrine 二量体。アセチルコリンエステラーゼの強力な阻害物質 ( $IC_{50}=0.4$  nM)。[224445-12-9], M.W.: 565.6, 純度: > 98%, 形状: 結晶性固体



New

神経科学

イオンチャネル

## ナトリウムチャネル・モジュレーター

ナトリウムチャネルの働きを阻害、または活性化させる働きを持つ、ナトリウムチャネル・モジュレーターです。

神経細胞に存在する電位依存性ナトリウムチャネルは、その活性化により神経の脱分極を起こし、活動電位の発生および伝播において重要な役割を果たしています。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Lamotrigine <6-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 2, 4-Triazine-3, 5-Diamine>			
MOL NA-137	×		10 mg / 14,000
MOL NA-137	×		50 mg / 55,000
シナプス前ニューロンの電位依存性ナトリウムチャネルを阻害し、グルタミン酸の放出を抑制する。[84057-84-1], M.W.: 256.1, 純度: 99%, 溶解性: DMF, DMSO, ethanol, 形状: 白色固体			
New Batrachotoxin <BTX>			
MOL NA-141	×		10 $\mu$ g / 45,000
Phyllobates 属ヤドクガエルの皮膚由来のステロイド性神経毒アルカロイド。電位依存性ナトリウムチャネルに特異的に結合し、これを定常的に活性化させる。このナトリウムチャネル活性化は不可逆的で、イオン選択性も変化する。[23509-16-2], M.W.: 538.7, 純度: > 90%, 溶解性: DMSO, ethanol, 形状: フィルム状固体			
New Bupivacaine Hydrochloride <1-Butyl-N-(2, 6-Dimethylphenyl)-2-Piperidine Carboxamide>			
MOL NA-139	×		1 g / 12,000
ラットの脊髄背角ニューロンで、ナトリウム流入を持続的に阻害する ( $IC_{50}=26$ $\mu$ M)。また TASK も阻害する ( $IC_{50}=68$ $\mu$ M)。[14252-80-3], M.W.: 324.9, 純度: 99%, 溶解性: 水, 形状: 白色固体			
New Riluzole <2-Amino-6-(Trifluoromethoxy) Benzothiazole>			
MOL NA-138	×		20 mg / 11,000
MOL NA-138	×		100 mg / 42,000
電位依存性ナトリウムチャネルを阻害する ( $1 \sim 10$ $\mu$ M)。また、2 ポアドメインカリウムチャネルの TREK ファミリーを活性化させる。[1744-22-5], M.W.: 234.2, 純度: 98%, 溶解性: DMSO, ethanol, 形状: 白色固体			



New

タンパク質解析

## スピラベル試薬

New (1-Acetyl-2, 2, 5, 5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate			
TRC A188600			10 mg / 23,000
TRC A188600			100 mg / 180,000
[244641-23-4], M.W.: 291.43			
New PROXYL, 3-Carboxy- <3-Carboxy-2, 2, 5, 5-Tetramethylpyrrolidinyl-1-Oxy> (NSC 158842)			
TRC C182770			500 mg / 18,000
TRC C182770			5 g / 140,000
[2154-68-9], M.W.: 186.23			
New DEPMPO <5-(Diethoxyphosphoryl)-5-Methyl-1-Pyrroline-N-Oxide>			
TRC D442000			10 mg / 20,000
TRC D442000			100 mg / 160,000
[157230-67-6], M.W.: 235.22			
New TEMPO-Maleimide <N-(1-Oxyl-2, 2, 6, 6-Tetramethyl-4-Piperidinyl) Maleimide>			
TRC O873800			10 mg / 19,000
TRC O873800			100 mg / 150,000
[15178-63-9], M.W.: 251.3			
(1-Oxyl-2, 2, 5, 5-Tetramethyl- $\Delta^3$ -Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate (MTSL)			
TRC O875000			10 mg / 15,000
TRC O875000			100 mg / 120,000
[81213-52-7], M.W.: 264.3			





New

糖鎖化学  
相互作用解析

## 糖鎖固定化金ナノ粒子

糖鎖-タンパク質相互作用を目視で検出できる、糖鎖を固定化した金ナノ粒子 (SGNP: Sugar-immobilized Gold Nano-Particle) です。レクチン等の多価の糖鎖結合性タンパク質と結合することにより沈殿を生じます。530 nm の吸光度を測定することによって定量も可能です。

この度、糖鎖として硫酸化ヘパリンを固定化した金ナノ粒子 (Heparin-GNP) が新たに追加されました。

### 特 長

- ◆ 約 530 nm に最大吸収波長を持つ赤紫色の金ナノ粒子です。
- ◆ 吸光度: バッファー 1 ml に溶解時,  $OD_{530} = 3.0$  (Heparin-GNP は  $OD_{530} = 5.0$ )
- ◆ 凍結乾燥品のため、目的に応じた緩衝液に溶解できます。
- ◆ マイクロプレート約 1/2 枚分の実験に使用できる量が含まれています。
- ※ 還元剤を添加すると凝集物が形成されることがあります。

### 応 用 例

- 糖鎖結合性タンパク質-SGNP 相互作用解析
- 糖鎖結合性タンパク質と SGNP の凝集阻害実験 ( $IC_{50}$  測定)
- 糖鎖結合性タンパク質精製
- ドットプロットによる糖鎖結合性タンパク質の検出

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Alpha-Fucosyl-GNP	SDX	G-0AF-100	48 tests / 65,000
Beta-Fucosyl-GNP	SDX	G-0BF-100	48 tests / 65,000
Alpha-Galactosyl-GNP	SDX	G-00E-100	48 tests / 22,000
Beta-Galactosyl-GNP	SDX	G-00L-100	48 tests / 20,000
Alpha-GalNAc-GNP	SDX	G-AAN-100	48 tests / 70,000
Beta-GalNAc-GNP	SDX	G-BAN-100	48 tests / 70,000
Alpha-GlcNAc-GNP	SDX	G-AGN-100	48 tests / 70,000
Beta-GlcNAc-GNP	SDX	G-BGN-100	48 tests / 70,000
Alpha-Glucosyl-GNP	SDX	G-00M-100	48 tests / 20,000
Beta-Glucosyl-GNP	SDX	G-00C-100	48 tests / 22,000
New Heparin-GNP	SDX	GC-HEP-500	500 $\mu$ l / 50,000
Alpha-Mannosyl-GNP	SDX	G-AMA-100	48 tests / 30,000
3SialylGalactosyl-GNP	SDX	G-03S-100	48 tests / 65,000
6SialylGalactosyl-GNP	SDX	G-06S-100	48 tests / 65,000

※ 各種糖鎖固定化金ナノ粒子をセットにした製品も取り扱っています。  
詳細は当社テクニカルサポート (欄外参照) までお問い合わせ下さい。



New

フローサイトメトリー  
免疫学

## フローサイトメトリー用の赤血球溶解試薬

### WBLyse

穏やかな条件で迅速に赤血球を溶血除去すると同時に、フローサイトメーター解析用に白血球を固定する試薬です。モノクローナル抗体を用いた白血球群の分析や白血球の細胞膜抗原の検出に有用です。

### 特 長

- ◆ 抗体と血液試料を反応後、本製品で赤血球の溶血と白血球の固定を行います。
- ◆ 赤血球の溶血時間は約 20 分です。
- ◆ 赤血球を溶血除去した白血球を、PBS で洗浄せずにそのままフローサイトメーターに使用することも可能です\*。
- ◆ 本試薬で調製した白血球は、4℃で保存した場合、少なくとも 24 時間安定性を保ちます。
- ◆ 血液や生体液中に存在するウイルスを不活化し、試料の生物学的危険性を低減できます。
- ◆ すべての試薬は調製済みのため、希釈せずに使用できます。
- \* PBS 洗浄することでより試料の安定性が増し、良好な結果が得られる場合もあります。
- ※ 本試薬では、有核赤血球は溶血できません。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New WBLyse (Erythrocyte Lysing and Leukocyte Preservative Reagent)	ATS	FL-08	100 tests / 22,000
	ATS	FL-08	500 tests / 88,000
セット内容: WBLyse fixative, WBLyse lysing reagent			



New

フローサイトメトリー

## CFSE の蛍光補正用試薬

### CFSE Compensation Kit

CFSE (Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester) を含む複数の蛍光色素でフローサイトメトリーを行う際に、蛍光波長領域の重複を補正するのに便利な試薬です。CFSE 標識および未標識ミクロスフェアが含まれています。

### 特 長

- ◆ 一般的に使用される CFSE の蛍光補正に適用できます。
- ◆ 調製済みのため、希釈せずに使用できます。

### キット内容

- Negative/unstained microsphere
- CFSE microsphere

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New CFSE Compensation Kit (25 tests)	ATS	FL-13	1 kit / 27,000

**Thermo**  
SCIENTIFIC

New

二次抗体

免疫染色

SuperSignal 化学発光基質シリーズとベストマッチ!

**Stabilized HRP 標識  
抗ウサギ／マウス二次抗体**


冷蔵で安定な HRP 標識二次抗体です。ウサギおよびマウス IgG 用の製品があります。

液体のため秤量や溶解の手間が不要です。また冷蔵で長期保存（約 1 年間）が可能のため、分注／凍結保存する必要がありません。ウエスタンブロットング、ELISA、免疫染色を行う際に、すぐにそのまま使用できます。

※旧ピアス・バイオテクノロジー社の製品です。

Pierce  
now sold as  
Thermo Scientific**特 長**

- ◆ ウエスタンブロットングや ELISA で、高いシグナル／ノイズ(S/N)比を示します。
- ◆ ロットごとに品質検査を行っているので、ロット間差が少なく、再現性の高い結果が得られます。
- ◆ 各動物の IgG を固定化したビーズでアフィニティ精製しているため、非特異結合が抑えられています。
- ◆ Ready-to-use で、10  $\mu$ g/ml の濃度に調製済みため、化学発光基質 SuperSignal シリーズと組み合わせでの使用に便利です。



ヒト結腸癌組織をマウス抗サイトケラチン 18 抗体と本製品（#32430）および DAB 発色基質（#36000）を用いて免疫組織染色を行った（a）。

（b）は抗サイトケラチン 18 抗体を加えないネガティブコントロール像で、（a）で観察された細胞質の染色が無く（赤矢印）、ヘマトキシリンによる核染色のみが観察された（青矢印）。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>New</b> Anti-IgG (H + L), Mouse, Goat-Poly, HRP, Stabilized	PCC	32430	2 ml / 20,000
<b>New</b> Anti-IgG (H + L), Rabbit, Goat-Poly, HRP, Stabilized	PCC	32460	2 ml / 20,000

**■ 関連製品**

<b>ECL Western Blotting Substrate, Pierce</b>			
PCC	32209	1 kit /	21,000
セット内容: Detection reagent 1/2 (各 125 ml)			
<b>SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate</b>			
PCC	34075	1 set /	55,000
セット内容: Luminol/Enhancer, Stable peroxidase solution (各 50 ml)			
<b>SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate</b>			
PCC	34095	1 set /	58,000
セット内容: Luminol/Enhancer, Stable peroxide solution (各 50 ml)			
<b>SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate</b>			
PCC	34077	1 set /	13,600
セット内容: Luminol/Enhancer, Stable peroxidase solution (各 2 × 25 ml)			

U-CyTech  
biosciences

イムノアッセイ

サイトカイン

**Monkey/Chimpanzee  
Cytokine ELISA Kit**

サル／チンパンジー由来の各種サイトカインをサンドイッチ ELISA により定量するキットです。キットには、未コーティングのプレートと、5 プレート分の試薬が含まれています。

**特 長**

- ◆ 測定範囲: 5 ~ 320 pg/ml
- ◆ 測定波長: 450 nm
- ◆ 測定試料: 血清、血漿、培養上清

**キット内容**

- Coating antibody
- Tween-20
- BSA stock solution
- Cytokine standard
- ELISA plate
- Adhesive cover slip
- Biotinylated detector antibody
- Cytokine stabilization buffer
- TMB substrate tablet
- Substrate buffer capsule
- Streptavidin-HRP polymer conjugate

**■ Monkey (1 kit : 5 plates)**

● 包装／価格: 1 kit/ ¥80,000

[メーカー: UCT]

因子	感度 (pg/ml)	特異性	商品コード
GM-CSF	2	Cynomolgus monkey / Rhesus macaque	CT140
IFN- $\gamma$	2	African green monkey / Baboon / Cynomolgus monkey / Marmoset / Pig-tailed macaque / Rhesus macaque	CT141
IL-1 $\beta$	2	Rhesus macaque	CT139
IL-2	5	African green monkey / Baboon / Cynomolgus monkey / Pig-tailed macaque / Rhesus macaque	CT142
IL-4	2	Baboon / Cynomolgus monkey / Pig-tailed macaque / Rhesus macaque	CT143
IL-5	2		CT144
IL-6	2	African green monkey / Baboon / Cynomolgus monkey / Pig-tailed macaque / Rhesus macaque	CT145
IL-10	2		CT146
IL-12 (p40+p70)	5		CT149
IL-13	2	African green monkey / Baboon / Barbary macaque / Cynomolgus monkey / Japanese macaque / Lion-tailed macaque / Marmoset / Pig-tailed macaque / Rhesus macaque	CT147
TNF- $\alpha$	2	African green monkey / Baboon / Cynomolgus monkey / Marmoset / Pig-tailed macaque / Rhesus macaque	CT148

**■ Chimpanzee (1 kit : 5 plates)**

● 包装／価格: 1 kit/ ¥80,000

[メーカー: UCT]

因子	感度 (pg/ml)	特異性	商品コード
GM-CSF	2		CT189
IFN- $\gamma$	2		CT190
IL-1 $\beta$	2		CT187
IL-2	5		CT191
IL-4	2		CT192
IL-5	2	Chimpanzee	CT193
IL-6	2		CT194
IL-10	2		CT195
IL-12 (p40+p70)	2		CT196
IL-12 (p70)	2		CT186
IL-13	2		CT197
TNF- $\alpha$	2		CT198



New

一般試薬


抗体標識

混合するだけで標識できる抗体標識試薬

## Lightning-Link Kit

抗体試料と標識試薬を混合し、室温で約 3 時間インキュベートするだけの簡単な操作で、様々なイムノアッセイに使用可能な標識抗体を作製するキットです。革新的な標識技術により簡便かつ迅速に、抗体と標識物質が共有結合します。酵素やビオチン、蛍光物質などで標識するキットがあります。

今回はアビジン、フルオレセイン、C-Phycocyanin で標識するキットをご紹介します。



### 特 長

- ◆ シンプルな操作手順のため、スケールアップが容易です。
- ◆ アミノ基を有する抗体以外のタンパク質やペプチドも標識できます。
- ◆ 回収率はほぼ 100% です。

### 操作法概略

1. 抗体試料に LL-modifier reagent を加える。
2. Lightning-Link mix に 1. を加え、室温で 3 時間インキュベートする。
3. LL-quencher reagent を加え 30 分間インキュベート後、各種アッセイに使用可能。

### キット内容

- Lightning-Link mix
- LL-quencher reagent
- LL-modifier reagent

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>New Avidin Conjugation Kit, Lightning-Link</b>			
IBS 717-0010		3 × 100 μg	1 kit / 49,000
IBS 717-0015		1 × 1 mg	1 kit / 75,000
<b>New Fluorescein Conjugation Kit, Lightning-Link</b>			
IBS 707-0010		3 × 100 μg	1 kit / 37,000
IBS 707-0015		1 × 1 mg	1 kit / 65,000
<b>New C-Phycocyanin Conjugation Kit, Lightning-Link</b>			
IBS 709-0005		1 × 100 μg	1 kit / 26,000
IBS 709-0010		3 × 100 μg	1 kit / 53,000
IBS 709-0015		1 × 1 mg	1 kit / 78,000
<b>■ 関連製品</b>			
<b>New Biotin, HRP Conjugate</b>			
IBS 889-0005			0.5 ml / 33,000

※ Innova Biosciences 社では掲載製品以外にも、Alkaline Phosphatase, Biotin, HRP, Phycoerythrin などと標識するキットを取りそろえています。詳細は当社テクニカルサポート(欄外参照)までお問い合わせ下さい。



New

血管新生

抗体アレイ

複数の血管新生関連因子を同時検出！


## Proteome Profiler Angiogenesis Array Kit

1 つの試料について、55 種類のヒト血管新生関連因子を一度に検出できるメンブレン抗体アレイキットです。キットには、特異性の高い抗体をスポットした 4 枚のニトロセルロースメンブレンアレイ、バッファーおよび検出用抗体が含まれています。



### 特 長

- ◆ メンブレンには各因子に特異的な抗体とコントロールが 2 重にスポットされています。
- ◆ 試料とビオチン標識抗体カクテルをインキュベートした後、これをメンブレンと反応させ、ストレプトアビジン標識 HRP と化学発光基質により検出します。
- ◆ 免疫沈降/ウエスタンブロッティングによる方法のように、因子ごとに操作を繰り返す必要がなく、簡便に短時間でより多くの解析を行えます。
- ◆ 測定試料：細胞培養上清、細胞ライセート、組織ホモジネート、血清、血漿 (EDTA, ヘパリン処理)、唾液





測定対象因子

Activin A	Endostatin/Collagen X VII	IL-8	PIGF
ADAMTS-1	Endothelin-1	LAP (TGF- $\beta$ 1)	Prolactin
Angiogenin	FGF acidic	Leptin	Serpin B5
Angiopoietin-1	FGF basic	MCP-1	Serpin E1
Angiopoietin-2	FGF-4	MIP-1 $\alpha$	Serpin F1
Angiostatin/Plasminogen	FGF-7	MMP-8	TIMP-1
Amphiregulin	GDNF	MMP-9	TIMP-4
Artemin	GM-CSF	NRG1- $\beta$ 1	Thrombospondin-1
Coagulation Factor III	HB-EGF	Pentraxin 3	Thrombospondin-2
CXCL16	HGF	PD-ECGF	uPA
DPP IV	IGFBP-1	PDGF-AA	Vasohibin
EGF	IGFBP-2	PDGF-AB/PDGF-BB	VEGF
EG-VEGF	IGFBP-3	Persephin	VEGF-C
Endoglin	IL-1 $\beta$	Platelet Factor 4	—

キット内容

- Human angiogenesis array
- Array buffers
- Wash buffer concentrate
- Detection antibody
- Streptavidin-HRP
- 4 well rectangular multi-dish
- Transparency overlay template

※ キットには、化学発光基質は含まれていません。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
New Angiogenesis Array Kit, Human, Proteome Profiler	RSD	ARY007	1 kit / 125,000

※ R&D Systems はテクネ コーポレイションの登録商標です。




New 抗体

抗水酸化ステロイド脱水素酵素抗体

memo

HSD3B1 (3- $\beta$  Hydroxysteroid Dehydrogenase) は、すべてのステロイドホルモン合成において重要なケトステロイドの酸化変換に関与する酵素です。また、非常に特異的で高感度な、栄養膜関連マーカーであることも示されています。



胎盤絨毛を抗 HSD3B1 抗体 (#NB110-78644) で免疫染色した。

品 名	抗原種	免疫動物 (クローン)	標識	適用	メーカー	商品コード	包 装	価 格 (¥)
New Anti-HSD3B1	Human	Mouse-Mono (FDO66Q)	—	IC, IF, IHC	NOV	NB110-78644SS NB110-78644	0.025 ml 0.1 ml	25,000 72,000



New 抗体

GPCR


抗オピオイドレセプター抗体

memo

オピオイドレセプターは、神経系に局在する GPCR (G Protein-Coupled Receptor) です。

$\delta$  オピオイドレセプターはエンケファリンに対する受容体で、 $\kappa$  オピオイドレセプターは、自立神経や神経内分泌の制御に関与しており、ダイノルフィンのレセプターです。これらは、カルシウムイオンの流入を抑え、カリウムイオンの透過性を増大させることで、神経伝達物質の放出を抑制します。

$\mu$  オピオイドレセプターはエンケファリンと  $\beta$ -エンドルフィンに高い親和性をもち、モルヒネやコデインとも結合します。



抗  $\kappa$  オピオイドレセプター抗体 (#NB110-79876) を用いてウエスタンブロッティングを行った。  
Lane1: ヒト脳ライセート  
Lane2: ラット脳ライセート

品 名	抗原種	免疫動物 (クローン)	標識	適用	メーカー	商品コード	包 装	価 格 (¥)
New Anti- $\delta$ Opioid Receptor	Human	Rabbit-Poly	—	West	NOV	NB110-79877	0.1 mg	72,000
New Anti- $\delta$ Opioid Receptor	Mouse/Rat	Rabbit-Poly	—	West	NOV	NB110-79879	0.1 mg	72,000
New Anti- $\kappa$ Opioid Receptor	Human	Rabbit-Poly	—	West	NOV	NB110-79876	0.1 mg	72,000
New Anti- $\mu$ Opioid Receptor	Human/Mouse/Rat	Rabbit-Poly	—	West	NOV	NB110-79878	1 mg	72,000

**HIGH FIVE**  
HIGH PERFORMANCE GLOVES

New

グローブ

消耗品

**Nitrile Exam Gloves ALOE SENSE**  
(パウダーフリー・ニトリル製アロエグローブ)

厚さ：約 0.23 mm

**特 長**

- ◆非常にソフトな、パウダーフリーのニトリル製グローブです。
- ◆通常のニトリルグローブより薄い、厚さ約 0.23 mm です。
- ◆指先にはテクスチャード加工を施してあり、物をしっかりつかむことができます。
- ◆内側をアロエ成分でコーティングした手にやさしいタイプです。乾燥やひび割れから素肌を守ります。

**品 名**

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

New Nitrile Exam Gloves ALOE SENSE, Powder Free, Textured, Non-Sterile, Blue Green

HFP	N960	Extra Small	100 pieces /	2,500
HFP	N961	Small	100 pieces /	2,500
HFP	N962	Medium	100 pieces /	2,500
HFP	N963	Large	100 pieces /	2,500
HFP	N964	Extra Large	100 pieces /	2,500

お得な大箱包装 (10 箱入り：各¥21,700) 製品もあります。

**HIGH FIVE**  
HIGH PERFORMANCE GLOVES

New

グローブ

消耗品

**Chloroprene Exam Gloves NEOGARD**  
(パウダーフリー・クロロプレン製グローブ)

厚さ：約 0.39 mm

**特 長**

- ◆装着感がラテックスグローブに非常に近い、パウダーフリーのクロロプレン製グローブです。
- ◆100% 化学合成品なので、ラテックス (天然ゴム) 由来アレルギーを含みません。
- ◆幅広い化学物質に耐性があり、ラテックスグローブよりも破れにくくなっています。
- ◆指先にはテクスチャード加工を施してあり、物をしっかりつかむことができます。

**品 名**

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

New Chloroprene Exam Gloves NEOGARD, Powder Free, Textured, Non-Sterile, Green

HFP	C521	Small	100 pieces /	2,500
HFP	C522	Medium	100 pieces /	2,500
HFP	C523	Large	100 pieces /	2,500
HFP	C524	Extra Large	100 pieces /	2,500

お得な大箱包装 (10 箱入り：各¥22,100) 製品もあります。

**HIGH FIVE**  
HIGH PERFORMANCE GLOVES

New

グローブ

消耗品

**Vinyl Gloves ALOE FLEX, Non-Medical**  
(パウダーフリー・ビニール製アロエグローブ)

厚さ：約 0.38 mm

**特 長**

- ◆パウダーフリーの一般用途用ビニール製グローブです。
- ◆医療用グレードの製品ではありませんが、広く一般的な用途に使用できます。
- ◆内側をアロエ成分でコーティングした手にやさしいタイプです。乾燥やひび割れから素肌を守ります。

**品 名**

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

New Vinyl Gloves ALOE FLEX, Non-Medical, Powder Free, Smooth, Non-Sterile, Green

HFP	V511	Small	100 pieces /	1,400
HFP	V512	Medium	100 pieces /	1,400
HFP	V513	Large	100 pieces /	1,400
HFP	V514	Extra Large	100 pieces /	1,400

お得な大箱包装 (10 箱入り：各¥12,600) 製品もあります。



透析

消耗品

分画分子量が変更になりました

## スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ (セルロースエステル製)

ウェットタイプの CE (セルロースエステル) 製透析用チューブです。

この度、CE 透析用チューブシリーズの分画分子量ラインナップが変更になりました。



### 特 長

- ◆ 重金属や硫化物は含まれていません。
- ◆ 膜の反応性が非常に低く、タンパク質の吸着がほとんどありません。
- ◆ RC (再生セルロース) とは化学的・物理的特性が異なります。
- ◆ 脱塩、精製、濃縮に最適です。
- ◆ 分画分子量 (MWCO) :
 

・ 100 ~ 500	・ 8,000 ~ 10,000	・ 100,000
・ 500 ~ 1,000	・ 20,000	・ 300,000
・ 3,500 ~ 5,000	・ 50,000	・ 1,000,000

※ 開封後は冷蔵保存し、冷凍・乾燥しないで下さい。

※ 5%以上の有機溶媒を含む溶液には使用できません。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 100 ~ 500</b>			
FED	131048	φ 6.4 mm × 10 mm × 10 m	10 m / 44,600
FED	131054	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
FED	131057	φ 15 mm × 24 mm × 10 m	10 m / 58,800
FED	131060	φ 20 mm × 31 mm × 10 m	10 m / 61,600
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 500 ~ 1,000</b>			
FED	131084	φ 6.4 mm × 10 mm × 10 m	10 m / 44,600
FED	131090	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
FED	131093	φ 15 mm × 24 mm × 10 m	10 m / 58,800
FED	131096	φ 20 mm × 31 mm × 10 m	10 m / 61,600
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 3,500 ~ 5,000</b>			
FED	131192	φ 6.4 mm × 10 mm × 10 m	10 m / 44,600
FED	131198	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
FED	131201	φ 15 mm × 24 mm × 10 m	10 m / 58,800
FED	131204	φ 20 mm × 31 mm × 10 m	10 m / 61,600
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 8,000 ~ 10,000</b>			
FED	131264	φ 6.4 mm × 10 mm × 10 m	10 m / 44,600
FED	131270	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
FED	131273	φ 15 mm × 24 mm × 10 m	10 m / 58,800
FED	131276	φ 20 mm × 31 mm × 10 m	10 m / 61,600
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 20,000</b>			
FED	131336	φ 6.4 mm × 10 mm × 10 m	10 m / 44,600
FED	131342	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
FED	131345	φ 15 mm × 24 mm × 10 m	10 m / 58,800
FED	131348	φ 20 mm × 31 mm × 10 m	10 m / 61,600
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 50,000</b>			
FED	131372	φ 6.4 mm × 10 mm × 10 m	10 m / 44,600
FED	131378	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
FED	131381	φ 15 mm × 24 mm × 10 m	10 m / 58,800
FED	131384	φ 20 mm × 31 mm × 10 m	10 m / 61,600

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 100,000</b>			
FED	131408	φ 6.4 mm × 10 mm × 10 m	10 m / 44,600
FED	131414	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
FED	131417	φ 15 mm × 24 mm × 10 m	10 m / 58,800
FED	131420	φ 20 mm × 31 mm × 10 m	10 m / 61,600
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 300,000</b>			
FED	131450	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 51,300
<b>スペクトラ／ポア CE 透析用チューブ, MWCO 1,000,000</b>			
FED	131486	φ 10 mm × 16 mm × 10 m	10 m / 57,000



透析

消耗品

すぐに使える透析モジュール

## スペクトラ／ポア Float-A-Lyzer G2 (セルロースエステル製)

1 ~ 10 ml までの試料を迅速に透析することができる CE (セルロースエステル) 製透析モジュールです。



### 特 長

- ◆ 重金属や硫化物は含まれていません。
- ◆ 膜の反応性が非常に低く、タンパク質の吸着がほとんどありません。
- ◆ 付属のリング状フローターにより透析モジュールをバッファー中で垂直位置に保つことが可能です。
- ◆ 試料純度を維持し、溶媒による希釈を 1% 未満に保ちながら、95 ~ 98%の回収率を実現しました。脱塩、精製、濃縮に最適です。
- ◆ 5 ml および 10 ml のモジュールには、試料のブライ・回収に便利なピペットが含まれています。
- ◆ 分画分子量 (MWCO) :
 

・ 3,500 ~ 5,000 [黒]
・ 8,000 ~ 10,000 [黄]
・ 20,000 [赤]
・ 100,000 [青]

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
<b>Float-A-Lyzer G2, CE, 3.5 KD ~ 5 KD</b>			
FED	G235029	1 ml	12 pieces / 16,000
FED	G235053	5 ml	12 pieces / 17,300
FED	G235065	10 ml	12 pieces / 17,300
<b>Float-A-Lyzer G2, CE, 8 KD ~ 10 KD</b>			
FED	G235031	1 ml	12 pieces / 16,000
FED	G235055	5 ml	12 pieces / 17,300
FED	G235067	10 ml	12 pieces / 17,300
<b>Float-A-Lyzer G2, CE, 20 KD</b>			
FED	G235033	1 ml	12 pieces / 16,000
FED	G235057	5 ml	12 pieces / 17,300
FED	G235069	10 ml	12 pieces / 17,300
<b>Float-A-Lyzer G2, CE, 100 KD</b>			
FED	G235035	1 ml	12 pieces / 16,000
FED	G235059	5 ml	12 pieces / 17,300
FED	G235071	10 ml	12 pieces / 17,300



BIO SAN

New

機器

パワフルな多機能シェーカー

## Orbital Shaker, OS-10

幅広い速度範囲で振とうできるオービタルシェーカーです。



OS-10 と UP-12 の組み合わせ例

※ 写真中のプラットホーム、容器は製品に含まれません。

### 特 長

- ◆ 振とう速度をデジタル制御しています。
- ◆ 見やすい液晶ディスプレイで、振とう速度やタイマーのセットおよび現在の値が表示されます。
- ◆ 動作環境は 5 ~ 40℃ で、低温室内への設置が可能です。
- ◆ 別売りのプラットホームを交換することにより、様々な形状の容器を振とうできます。
- ※ 本製品にプラットホームは付属していません。専用プラットホーム（下記参照）と組み合わせてご使用下さい。

### 仕 様

振とう速度範囲	50 ~ 350 rpm (10 rpm 単位で設定)
往復距離	10 mm
デジタルタイマー	1 分 ~ 96 時間
最大負荷重量	3.0 kg
サイズ	27 <sup>W</sup> × 26 <sup>D</sup> × 8.5 <sup>H</sup> cm
質 量	4.7 kg
電 源	100 V, 50/60 Hz (AC アダプター: 12 V, 500 mA)

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Orbital Shaker, OS-10	BSN	BS-010116-AAK	1 unit / 132,000

### ■ OS-10 用プラットホーム



※ 写真中の容器類は製品に含まれません。

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Flat Platform with Non-slip Rubber Mat, Bio PP-4	BSN	BS-010116-AK	1 unit / 8,000
適用: ペトリ皿、培養用フラスコ、ワーキングエリア: 22 <sup>W</sup> × 22 <sup>D</sup> cm			
New Platform with Clamps for Flasks, 100-150 ml, P-12/100	BSN	BS-010108-EK	1 unit / 23,000
適用: 100 ~ 150 ml フラスコ 12 本、ワーキングエリア: 25 <sup>W</sup> × 19 <sup>D</sup> cm			
New Platform with Clamps for Flasks, 250-300 ml, P-6/250	BSN	BS-010108-DK	1 unit / 23,000
適用: 250 ~ 300 ml フラスコ 6 本、ワーキングエリア: 25 <sup>W</sup> × 19 <sup>D</sup> cm			
New Universal Platform with Adjustable Bar, UP-12	BSN	BS-010108-AK	1 unit / 23,000
適用: 各種フラスコ、ボトル、ワーキングエリア: 28.5 <sup>W</sup> × 21.5 <sup>D</sup> cm			

静音設計のパーソナルシェーカー

New

機器

## Mini-rocker Shaker, MR-1

ロッカー式振とうで溶液を穏やかに攪拌するコンパクトなシェーカーです。動作音も静かで、ワークスペースの限られたパーソナルユースに最適です。



MR-1

### 特 長

- ◆ ミニゲルの染色・脱染、ノーザン・サザン・ウエスタンブロットメンブレンのインキュベーションなど様々な用途に使用できます。
- ◆ すべり止めマット付プラットホームが付属します。
- ◆ 動作環境は 5 ~ 40℃ で、低温室内への設置が可能です。
- ◆ 別売りアダプター TP-26 の使用により、直径 11 mm までの試験管を最大 26 本セットできます。
- ※ 写真中の容器類は製品に含まれません。



MR-1 と TP-26 の組み合わせ例

### 仕 様

振とう速度範囲	7.5 ~ 30 rpm
デジタルタイマー	1 分 ~ 23 時間 59 分 (自動オフ)
プラットホームの最大傾斜角度	7°
最大負荷重量	0.5 kg
プラットホームのワーキングエリア	20 <sup>W</sup> × 20 <sup>D</sup> cm
サイズ	22 <sup>W</sup> × 20.5 <sup>D</sup> × 12 <sup>H</sup> cm
質 量	2 kg
電 源	100 V, 50/60 Hz (AC アダプター: 12 V, 500 mA)

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Mini-rocker Shaker, MR-1	BSN	BS-010107-AAK	1 unit / 77,000
Standard Platform 付属。Standard Platform は TP-26 (別売品) と組み合わせて使用可能。			

### ■ MR-1 用試験管アダプター

品 名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Optional Adaptor for 26 tubes, TP-26	BSN	BS-010105-AK	1 unit / 5,000

## 手のひらサイズの SPR システム

小型 SPR Assay System  
SPR-M1-SET

SPR（表面プラズモン共鳴現象）の原理を利用した、高精度屈折率測定器の応用製品です。SPR 検査装置として、他に類を見ないコンパクトサイズ（サイズ：10.5 × 5.0 × 5.0 cm，質量：300 g 以下）を実現しました。様々な物質間の相互作用解析に有用です。

本体



センサーチップ




表面



裏面

## 特 長

- ◆ 小型サイズの SPR・抗原抗体反応利用検査装置です。
- ◆ マッチングオイルが不要なため取扱いが容易で、使い捨て可能なプリズムレスセンサーチップ方式を採用しています。
- ◆ 装置本体で検査まで実行可能なオールインワン設計です。
- ◆ 装置本体とパソコンは、USB2.0 による高速通信で接続し、付属のアプリケーションソフトウェアによりパソコンから快適な操作が可能です。
- ◆ AC アダプターに加え、電池駆動も可能な 2 電源方式となっており、持ち運びも容易です。



測定画面


付属のアプリケーションソフトウェアにより、PC から本装置を快適に操作することが可能。

## システム内容

- 装置本体
- センサーチップ（フロータイプ、60 個）
- アプリケーション CD
- AC/DC アダプター
- USB ケーブル
- シリンジポンプ
- サンプルインジェクター
- 収納ケース
- 取扱説明書
- その他付属品

※ 詳細については当社テクニカルサポート（欄外参照）までお問い合わせ下さい。

## 測定原理



点発光 LED からの出射光は LED に取り付けられた偏光子により直線偏光で出射され、コリメートレンズにより平行光に変換されます。その後、シリンジカルレンズにより片軸だけが集光され、センサーチップの金蒸着面でライン状になり反射されます。反射された光は CMOS センサー上に導かれます。センサーチップ基板と金蒸着面上の試料の屈折率の関係から SPR の共鳴角が変化し、その変化量から高精度に試料の屈折率変化を測定することができます。外部からポンプなどを用いて検査試料を流しながらの測定が可能で、検査液前後のリファレンスを取ることで、微弱な屈折率変化を良好に測定できます。

## 仕 様

サイズ	10.5 <sup>W</sup> × 5.0 <sup>D</sup> × 5.0 <sup>H</sup> cm（突起・ゴム足を除く）
質量	300 g 以下（電池を除く）
光源	650 nm, < -10 dBm, 点発光 LED
検出部	1/2 インチ, 130 万画素, CMOS センサー
測定角度	70 度 ± 6 度
角度分解能	12/1280 度
検査演算	陰性・陽性判断, ボトム評価 加算, 移動平均, リファレンス キーによる操作
機能	通信制御 オート・パワー・オフ（30 秒以上）設定可能
電源	外部／内部切り替え, ピンジャックの挿抜による 外部 DC 5V 内部 単 4 電池 4 個, ニッケル水素充電電池推奨
消費電力	1.5 W, 5 V, 300 mA
表示 LED	赤／緑 LED 各 2 個（結果, 状態表示）
電源 LED	赤／緑 LED（電源状態）
通信インターフェース	USB 2.0 規格, MiniB タイプ
センサーチップ	フロータイプ（#SPR-SCA01） シンクタイプ（#SPR-SCB01）

※ USB を接続しない場合は、省電力モードで動作します。

※ 電池は別売りです。1.2 V のニッケル・水素（メタハイ）充電電池に対応しています。

※ メタハイ電池で 700 mAh の場合、フル充電でおおよそ 2 時間の連続使用が可能です。

品 名	メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)
New 小型 SPR Assay System SPR-M1-SET	FMB SPR-M1-SET	1 set / 2,500,000








## キャンペーン・モニター情報

URL <http://www.funakoshi.co.jp/>キャンペーンおよびモニター内容、対象製品等の詳細は、  
左記のフナコシホームページをご覧ください。

メーカー	キャンペーン内容		期間
	<b>20%OFF</b>	Elchrom Scientific 社 エチジウムブロミド除去装置 新型 Bind-ET 	～平成 20 年 10 月 15 日
	<b>特別価格</b>	(株) エンバイオテック・ラボラトリーズ RCAS 受託測定およびキット製品 (p.18 参照)	～平成 20 年 10 月 31 日
	<b>30%OFF</b>	Stressgen ブランド全製品 (p.20 参照)	～平成 20 年 11 月 30 日
	<b>20%OFF</b>	PolyPlus-transfection 社 INTERFERin (p.4 参照) 	平成 20 年 10 月 1 日～ 平成 20 年 12 月 31 日
	<b>50%OFF</b>	ZYMO RESEARCH 社 Zyppy Plasmid Miniprep Kit (p.4 参照) 	
	<b>無償サンプル</b>	ZYMO RESEARCH 社 各種対象キット製品 (p.4 参照)	数量限定

## NOTE

※本紙に記載されている価格は、2008 年 10 月 1 日現在です。

※本紙に掲載されている製品は、すべて研究目的にのみ販売しています。医薬品、診断用医薬品、  
食品検査等の用途には使用できません。※印の製品は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律  
(通称：カルタヘナ法)」使用規制対象となりますので、ご使用に際しては規制に則し、適切にお取  
り扱い下さい。詳細は当社テクニカルサポート（試薬担当：下記参照）までお問い合わせ下さい。※印の製品は、取り扱いに厳重な注意を要する製品であり、ご購入時に「使用目的確約書」が必  
要になります。ご注文の際は、「使用目的確約書」に直筆でご記入の上、販売店経由で当社までお  
送り下さい。確約書受領後に製品を発送させていただきます。また、これらの製品をご購入後は、  
鍵の掛かる場所での保管をお願いいたします。※印の製品は、「毒物及び劇物取締法」に基づく医薬用外毒劇物です。法規制に従って、保管、廃  
棄等して下さい。※印の製品は、毒性があるため、取り扱いに注意または厳重な注意が必要です。  
製品は、鍵の掛かる場所に保管して下さい。添付されているデータシートや商品ラベルをよくお読  
み下さい。※印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策  
を実施して下さい。※印は、液体窒素中での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品到  
着後、直ちに液体窒素中で保存して下さい。※印は、 $-80^{\circ}\text{C}$  印は、 $-80^{\circ}\text{C}$  での保存を要する製品です。ドライアイス包装で配送していますが、製品  
到着後、直ちに $-80^{\circ}\text{C}$  のフリーザー等に保存して下さい。

※品名中の〈 〉は、別名を表します。(例 Anti - EGF 〈Anti - Epidermal Growth Factor〉)

※説明文中の [ ] の数字は、Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS番号) です。

※略号：Mono：Monoclonal, Poly：Polyclonal,

APu：Affinity Purified, Pu：Purified,

AP：Alkaline Phosphatase, FAM：Mono - 5 (and - 6) - Carboxyfluorescein,

HRP：Horseradish Peroxidase, PE：Phycoerythrin,

ChIP：Chromatin Immunoprecipitation,

ELISA：Enzyme - linked Immunosorbent Assay,

EMSA：Electrophoretic Mobility Shift Assay (Gel Shift Assay),

FCM：Flow Cytometry, IC：Immunocytochemistry,

IF：Immunofluorescence, IHC：Immunohistochemistry, IP：Immunoprecipitation,

Neut：Neutralization, RIA：Radio Immuno Assay, West：Western Blotting

※外観・仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※ライフサイエンス関連分野におけるPCR用酵素およびPCR用酵素を含む製品やTaqManなどの検出  
用プローブは、Applied Biosciences Groupが特許を有しています。

使用に当たっては同社の許可が必要な場合があります。

※記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本紙には各メーカーから提供された画像・図表が掲載されています。

※表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、  
あらかじめご了承下さい。

※ご注文の際は、[品名、メーカー、商品コード、包装、数量]をお知らせ下さい。



販売店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

<http://www.funakoshi.co.jp/> e-mail : [info@funakoshi.co.jp](mailto:info@funakoshi.co.jp)

試薬に関して：Tel.03-5684-1620 Fax 03-5684-1775

e-mail : [reagent@funakoshi.co.jp](mailto:reagent@funakoshi.co.jp)

機器に関して：Tel.03-5684-1619 Fax 03-5684-5643

e-mail : [kiki@funakoshi.co.jp](mailto:kiki@funakoshi.co.jp)

ZB-R10N-01 ( 2008.10, No. 423 )

※本紙に記載されている価格は、2008 年 10 月 1 日現在です。